

减压和加热搅拌同时进行，提高浓缩速度。
带边试管专用的8F和装有冷凝管的通用型8G。

主要用途

- 溶媒提取以后的分析样品的浓缩
- 糖蛋白，糖链，肽等的浓缩干燥
- 其他需要浓缩和干燥的应用

■ 浓缩干燥所需时间

样品(3ml×8根)	沸点	温度	真空度[kPa]	所要时间(TC-8F)	所要时间(TC-8G)
自来水	100℃	+40℃	3.20 ~ 4.00	10分00秒	10分00秒
苯	80℃	+40℃	16.00 ~ 21.33	2分20秒	2分15秒
乙醇	78.5℃	+40℃	8.00 ~ 12.00	3分30秒	3分30秒
乙烷	69.0℃	+40℃	21.33 ~ 28.00	1分20秒	1分20秒
氯仿	61.2℃	+40℃	30.66 ~ 4.66	1分50秒	1分50秒
丙酮	56.5℃	+40℃	32.00 ~ 38.66	1分15秒	1分10秒

集中带边试管进行浓缩[TC-8F]

将8根带边试管紧密置于特富龙定制的吸盘盒内，同时减压(为了达到紧密的效果，前提就必须使用8根带边试管。如果不8根，不可使用。本产品配备该试管)。

所有试管在相同条件下被处理，搅拌力可连续调节


强大的伞形偏心振动，使8根试管受到均衡搅拌。

型号	TC-8F	TC-8G
使用温度范围	~ +60℃	
温度调节精度	±0.2 ~ 0.3℃	
样品搅拌	伞形偏心振动(连续变速式)	
试管容纳数	8根(未满8根，不可使用) (* 1)	8根(1根也可使用) (* 2)
加热器	150W	
外形尺寸	190×285×355Hmm	230×285×355Hmm
重量	约10.5kg	
电源	AC220V/1A	
标准配件	特富龙吸盘盒×1、试管适配圈(φ 17.5 ~ φ 18mm)×8、试管(φ 17.5mm×130Lmm)×20、固定五金件×1、架台×1、接水橡胶管×1	试管夹具盒×1、固定五金件×1、玻璃冷凝管(带有管路，螺口水龙头)×1、试管(φ 17.5mm×130Lmm)×20、塑料盖(φ 17.5 ~ φ 18mm)×1、架台×1、接水橡胶管×1

(* 1) 购买试管时，请选择8根相同形状及外径的带边的试管。(* 2) 购买试管时，请选择8根同外径的试管。

● TC-8F与TC-8G的主机是通用的，标准配件的选购及更换如下图所示。

■ 选购部件(更换用)



这些部件的选购仅限于以下情况：因损耗需要更换或型号变更，主机配件与所试用试管的口径不同。

氨基酸分析仪必备配置





TC-8F



TC-8G

AGILE 金牌服务承诺

- 原装进口，质量保证
- 全年现货，快速应对
- 提供售前试用服务
- 3周包退，3月包换，3年保修



现货热销!

可使用各种试管，带有冷凝管[TC-8G]

最多可固定8根试管在装有符合试管直径的塑料盖的钳夹盒上，同时进行减压。通过塑料盖的连接，不带边试管也可使用，而且能够分别封闭每根试管，因此也可只对1根试管进行浓缩。蒸发后的溶媒通过管道设有双重管式冷凝管，可利用冷却水冷却，将溶媒浓缩后回收。

配套使用水流抽气泵[Q-1]

根据基于水流的伯努利定律达到减压效果，比真空泵使用更方便。本产品是通过槽内循环的水流进行减压，比直接连接自来水的产品相比，更耐用，且不会有污水流出的现象。抽气速度为6~7L/min。



品名	适用机型	备注
1, 特富龙吸盘盒	TC-8F	配备4
2, 试管适配圈(φ 12 ~ φ 13mm)	TC-8F	8个装
3, 试管适配圈(φ 15 ~ φ 16.5mm)	TC-8F	8个装
4, 试管适配圈(φ 17.5 ~ φ 18mm)	TC-8F	8个装
5, 试管夹具盒	TC-8G	-
6, 用于试管的栓(φ 12 ~ φ 13mm)	TC-8G	8个装
7, 用于试管的栓(φ 15 ~ φ 16.5mm)	TC-8G	8个装
8, 用于试管的栓(φ 17.5 ~ φ 18mm)	TC-8G	8个装
9, 玻璃冷凝管	TC-8G	-