

自动菌落分析和抑菌圈测量系统













注: 所配置电脑和显示器可能与图片有差异

DVANCED

AUTOMATION

ProtoCOL 3 HD

第三代全自动菌落分析 及抑菌圈测量系统

英国Synbiosis公司隶属于Synoptics集团,源于剑桥大学图形处理专家团队,具有30年研发微生物菌落分析仪的经验,是全球最权威的图形处理软件供应商。

最新推出的ProtoCOL 3 HD自动菌落分析及 抑菌圈测量系统具有自动菌落计数和抑菌圈测量功能,适合研究单位、医院、检验检疫机构 和工业领域进行各种复杂的微生物菌落计数和 相关分析、抗生素的抗菌性能测试以及细菌的 抗生素敏感性分析和效价测定等工作。

应用领域

功能	具体应用	应用领域
一般菌落计数	倾注平板、涂布平板 螺旋平板 多区域平板 带网格的纸片或滤膜计数	微生物研究单位:大学、研究所 政府检测机构:商检、质监、CDC、 农业、林业、畜牧兽医及渔业系统 企业:食品、化妆品、药品、饮用水 及环保行业
抑菌圈测量	细菌的抗生素敏感性测试(AST) 抗生素的抗菌性能测试 单向免疫扩散(SRD)	药品监督检测:SFDA,药品检定所制药企业:抗生素及疫苗生产企业
特殊菌落计数	致突变测试(Ames) 调理吞噬力测试(OPKA) 血清杀菌力实验(SBA)	致突变检测及研究机构:如CDC 药品监督检测:SFDA,药品检定所 制药企业:疫苗生产企业
斑点计数	细胞克隆计数 淀粉斑点计数 其它各类有色差的斑点计数	研究单位:生命科学研究领域 食品检测与食品企业

性能参数


- 人体工程学设计, 主机与电脑分离式设计
- 软件系统:全新中文或英文操作界面,基于Win10中文操作系统
- CCD相机: 500万像素进口科研级CCD相机, USB接口,带F1.5镜头
- 暗箱:两个黑色滑动门以屏蔽外源干扰光线
- 最大可计数平板规格:直径150mm。可外接扫描仪或外置拍照装置,用于 更大尺寸的平板
- 分辨率:最小检测菌落直径0.043mm
- 彩色图片:专利红绿蓝3通道彩色光源获取三张单色图片,软件合成高清 无损真彩图片
- 照明系统:三通道(红绿蓝三色)LED长寿命冷光源系统,底部照明结合 顶部反射光
- 检测模式:完全自动兼手动修正功能
- 抑菌圈测量:测量分辨率0.01mm,精度 ± 0.05mm,可检测各种抑菌 圈,包括罕见的双抑菌圈
- 测试平板类型模式:倾注平板、涂布平板、螺旋平板、表面接触平板、滤膜、多孔板、3M微生物测试片、方形板等
- 接触粘连菌落一键自动分离
- 功能:菌落计数、抑菌圈测量、抗菌敏感性分析AST、致突变测试 (AMES)、OPKA、血清抗菌性能(SBA)、单向免疫扩散 (SRD)、多区域平板计数、显色培养基分析等功能
- 自动彩色菌落分析:配有彩色菌落分析功能模块,自动区分20种不同颜色的菌落
- 自动面积识别,最多可自动将平板上的菌落按大小分为20类
- 自动形状识别,最多可自动将平板上的菌落按形状分为20类
- 自动网格识别技术,适用于带网格的纸片或滤膜计数
- 漫延菌落可手工区域排除干扰后计数
- 外部连接:可接一维或二维读码器、外部相机、外部大型扫描仪等
- 端口开放,可连接实验室信息管理系统(LIMS)
- 安全性: 符合FDA 21CFR PART II 和 PART 58
- 认证和审核:可选配IO、OO、PO认证
- 可选抗生素效价计算模块,符合美国药典USP和欧盟药典EP标准







应用简介



ProtoCOL 3具有很多应用,包括倾注平板和涂布平板计数、螺旋平板计数、膜纸和纸片计数、OPKA测试、Ames测试、SBA测试、SRD测试、AST测试等


倾注平板计数、涂布平板计数

ProtoCOL 3系统可以对微生物菌落和颜色斑点 (如细胞染色)一键完成计数,同时保存样品图片,满足追溯性的要求。可同时区分不同颜色的菌落可区分不同尺寸的菌落,常用于培养基质控可区分不同形状的菌落,区分杂质与菌落




螺旋平板

 ProtoCOL 3结合螺旋接种仪,对螺旋平板进行 快速计数。节省倒平板数量,节省费用。系统自 动从螺旋平板最外围部分对称扇区进行计数。如 果菌落总数量少于规定的最低值,系统将自动计 算整个螺旋平板。



OPKA测试

Opsonophagocytic killing assay (简称 OPKA,调理吞噬力测试),用于测定抗体功能,是免疫保护中的一种很好的替代测试,如用于肺炎链球菌疫苗的性能测试。OPKA试验产生的菌落非常微小,肉眼几乎无法计数,使用 ProtoCOL 3系统,可以快速对这些微小的菌落进行计数,节省大量人力



SRD实验(单向免疫扩散实验)

●SRD实验是最常用的简易抗原定量技术。沉淀 环的直径大小与抗原浓度成对数关系,从而实现 抗原的定量检测。由于沉淀环没有非常明显的分 界线,人工难以准确测量,误差较大,采用仪器 法可快速准确地对沉淀环进行精确测量。




SBA 测试(血清杀菌力实验)

◆SBA试验是经典的用于脑膜炎球菌抗体水平测定的方法,结果可反应人体对脑膜炎球菌的抵抗力,是脑膜炎球菌抗体测定的金标准。由于菌落非常微小且重叠,传统的人工计数方法会造成非常大的误差,采用仪器法可快速准确地对微小菌落进行计数,省时省力,结果准确。

滤膜或纸片法菌落计数

滤膜法或纸片法是我国国标允许的检测饮用水、 污水、餐具或部分食品中微生物的方法。传统的 人工计数方法对这些细小菌落难以计数,一般采 用数几格然后大致估算结果。采用仪器方法,可 以对微小的不同颜色的菌落分别计数,并能排除 网格的干扰。



抑菌圈测量

细菌的抗生素敏感性测试(AST)

药典中经典的抗生素效价测定通常采用抑菌圈法。传统的抑菌圈人工测量不准确,采用仪器法代替人工法,软件通过计算抑菌圈面积,返算为抑菌圈直径大小,再通过SynStats统计分析软件或第三方软件计算抗生素效价。仪器方法更为精确可靠,节省大量人工,符合认证要求。



Unistat统计分析软件(抗生素效价计算)

synbiosis与第三方软件公司Unistat合作,推出抗生素效价计算软件模块,符合美国药典USP和欧盟药典EP的要求,用户按年为单位购买软件正版授权:

Parallel Line Assay: Completely Randomised Design, Randomised Block Design, Latin Squares Design, Crossover Design

Slope Ratio Assay: Blanks, Plate Effects


Quantal Response Assay: Logit, Probit, Gompit,

Loglog link functions

Four-Parameter Logistic Model: European Pharmacopoeia (EP), Full Model (USP), Reduced Model (USP)

Combination of Assays: EP, USP, Cylinder-Plate

(5+1) Assay



订货信息

订货号	描述
PROC3 HD	标配含平板计数及抑菌圈测试功能 包含 倾注平板模块、螺旋平板模块、抗生素敏感性分析模块、OPKA 模块、AMES 模块、 多区域平板模块。(注:另选USB加密狗和国内配套的电脑)
DONGLE-SGL-USB	USB加密狗(必配)
IQ-OQ-PQ-PR3	IQ、OQ和PQ文件





ProScan

菌落计数仪

针对直径大于15cm的平板或更大尺寸方形板,Synbiosis公司提供了一款基于扫描仪的ProScan自动菌落计数仪,可以对大至30×30cm的平板进行计数或抑菌圈测量。

扫描仪规格为A3尺寸,上盖四面采用密封隔光处理。

订货信息

订货号	描述
PROCSCAN	ProcScan自动菌落计数与抑菌圈测量系统 包含 倾注平板模块、螺旋平板模块、抗生素敏感性分析模块、OPKA 模块、AMES 模块、 多区域平板模块。(注:另选USB 加密狗和国内配套的电脑)
DONGLE-SGL-USB	USB加密狗(必配)



AcoLade 2

手动菌落计数器

Acolade 2手动菌落计数器由计数笔、光源组成,用于手工对平板上菌落进行计数。放大镜为可选件。

- 1)适用于60~150mm平皿;
- 2)压力感应器计数模式;
- 3)带Back功能键,可删除错误的计数;
- 4) ACOLAD-SYSW 标配含软件,可连接计算机,实现追溯功能;

订货号: ACOLAD-MAN和ACOLAD-SYSW


订货信息

订货号	描述
ACOLAD 2	ACOLAD 2手动菌落计数器

aCOLyte 3 HD

自动菌落计数仪

针对只需菌落计数功能的客户,Synbiosis公司推出极具性价比的新款aCOLyte 3 HD自动菌落计数仪,它采用与ProtoCOL 3相似的软件界面,可对各种平板进行菌落计数,包括倾注平板、涂布平板、螺旋平板





- 彩色CCD相机,菌落分辨率0.1mm
- 最大支持直径90mm平皿
- 组合选择顶部和底部LED照明,可对各种 背景的平板计数
- 结果可生成不可更改的 Excel 报表
- 数据安全性符合 FDA 21CFR Part11要求
- 符合GLP要求
- 可选IQ/OQ/PQ文件

技术参数

指标	参数
相机	高分辨率彩色CCD相机
光源	顶部LED发射光,底部LED透射光,带遮光罩
分辨率	标准90mm平皿,最小可测菌落直径0.1mm
应用领域	
检测	手动或全自动

订货信息

订货号	描述
ACOL3-HD	aCOLyte 3 HD自动菌落计数器,标配含主机和硬件加密狗,需另配电脑

email: info@huayueco.com

华粤企业集团创立于1991年,至今已发展成中 国最具规模的实验室仪器设备供应商之一,公司致 力于为客户提供专业的实验室全方位整体解决方 案,产品包括仪器、实验室管理、试剂耗材,覆盖 分子生物学、细胞生物学、生物工艺、微生物学、 材料科学、辅助生殖等领域,是全球70多个国际知 名品牌的中国区总代理。客户涵盖政府检验检疫、 药检、质检、疾控中心、大型企业、研究部门、医 院、高校、生殖中心、脐血干细胞库等。

华粤企业集团总部位于广州,旗下现有华粤行 仪器有限公司、华粤瑞科科学器材有限公司、佰能 信息科技有限公司、艾贝泰制药设备科技有限公司



等子公司,销售和售后服务网络遍布以香港、广州、北京、上海等 20 多个大中城市为中心的全国各地。公司连续多年获广 州市国税局、地税局颁发的A级纳税人荣誉。2004年,我们顺利通过ISO9001质量管理体系认证,从而确保我们的客户 在使用先进仪器、技术的同时,享受与世界同步的优质服务。

秉着"为客户提供最专业、最优质的服务,一切以客户为依归"的宗旨,也本着取之于社会回馈于社会的精神,华粤 企业集团将进一步提升各方面的能力,为各行业提供更丰富、更专业、更完善的服务。



华粤企业集团有限公司 华粤行仪器有限公司

www.huayueco.com

广州	广州市番禺区兴南大道483号华粤大厦	电话: 020 - 34821111 (50条线)	传真: 020 - 34820098	邮编: 511442
香港	香港九龙旺角弥敦道625及639号雅兰中心一期1620室	电话: 852 - 27703628 (8条线)	传真: 852 - 27511904	
北京	北京市朝阳区永安东里甲三号通用国际中心A座11层	电话: 010 - 57917860 /56/68/75/79	传真: 010 - 57917851	邮编: 100022
上海	上海市黄浦区延安东路175号旺角广场2101-2107室	电话: 021 - 31262111 (10条线)	传真: 021 - 50945180	邮编: 200000
杭州	杭州市萧山区钱江世纪城利二苑12幢1单元3201室	电话: 0571 - 28036866 / 18767150715	传真: 0571 - 28036870	邮编: 310000
南京	南京市江东北路418号-30二楼	电话: 025 - 85501220 / 85501229	传真: 025 - 83220158	邮编: 210009
郑州	郑州市经三路68号1号楼平安大厦6006室	电话: 0371 - 69123061	传真: 0371 - 69123061	邮编: 450008
西安	西安市碑林区长安北路1号陕西会展国际大厦1650室	电话: 029 - 87233732	传真: 029 - 87233732	邮编: 710004
南宁	南宁市江南区江南街道星光大道昌耳渌2号	电话: 0771 - 2617365 / 18176212188	传真: 0771 - 2617365	邮编: 530022
成 都	成都市人民南路四段49号曼哈顿大厦9-21	电话: 028 - 85250313 / 179 / 193	传真: 028 - 85350748	邮编: 610041
武汉	武汉市青山区新沟桥13街105门5号	电话: 13971020201		邮编: 430077
海口	海口市美兰区大英山东一路7号国瑞城雅仕苑2栋1-3A01	电话: 13078909283	传真: 0898 - 66701727	邮编: 570203
昆明	昆明市西山区前卫西路未名城A7一幢2005	电话: 0871 - 5328821 / 5322791	传真: 0871 – 5322791	邮编: 650233
天 津	天津市华苑产业区物华道2号B座626室	电话: 13702160825		邮编: 300192
重庆	重庆市九龙坡区二郎居然之家3栋27-3	电话: 18680847671		邮编: 400000
青岛	青岛市市北区九江路23号-602	电话: 18561307135 / 18663967817		邮编: 266000
新疆	乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山路上海紫园4-3-1002	电话: 13199808395		邮编: 830026
兰 州	甘肃省兰州市城关区南滨河路405号	电话: 13919391666		邮编:730000