

立式压力蒸汽灭菌器 Standard Lab Autoclaves | 触摸屏操作

SJ510C/810C

使用温度范围 45~135℃

最高使用压力 0.26MPa

内容积 50L 80L

功能先进，采用7英寸彩色触摸屏简单操作的立式压力蒸汽灭菌器。



■ 特点

- 7英寸超大触摸屏，中/日/英三种语言可选，操作简单方便。
- 最高温度135℃，也可用于蛋白改性。
- 通常的灭菌，以及培养基、液体的灭菌和培养液的溶解都能通过简单的设定进行操作。
- 除了各灭菌程序的设定，可以设定任意工程，进行重复运行。
- 标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。
- 设有多重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。
- 消耗电力、累积消耗电力、CO₂排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数等均可显示。

■ 规格

型号	SJ510C	SJ810C	
方式	自动高压蒸汽灭菌		
性能	使用温度范围 45~135℃: 45~80℃(预热温度)/45~60℃(保温工程)/60~110℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程)		
	温度表示单位 0.1℃		
	最高使用压力 0.26MPa		
盖部结构	手动上下开关式，有安全锁结构		
缸体部	材质	厚度3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理	
	设计使用年限	20年	
	灭菌用加热器	100V, 1000W×2	100V, 1500W×2
	排气阀	电磁阀：全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个	
	选购用	试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(辅助排气电磁阀配管上)	
	冷却风叶	轴流风机	
控制部	温度控制方式	通过电脑进行PID控制	
	温度设定/显示方式	7英寸彩色液晶触摸屏显示与设定	
	定时	1分~999小时59分，分辨率：1分	
	运行功能	器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程	
	附加功能	消耗电力、累积消耗电力、CO ₂ 排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数	
其他功能	按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时刻显示、操作音开/关设置、语言(中/日/英)切换功能		
安全装置	传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器)、冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa)		
压力容器规格	小型压力容器		
规格	外形尺寸(宽×深×高mm)	520×660×846	520×660×1161
	缸体有效尺寸(直径×高mm)	370×470	370×750
	缸体有效内容积	50L	80L
	重量	约105kg	约125kg
	电源(50/60Hz)额定电流	AC200V~240V 10.5A~12.5A	AC200V~240V 12.5A~15A
附属品	提篮	OSQ-90(径332×深195.5mm)，2个	提篮 OSQ-90(径332×深195.5mm)，3个
		蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤塞1个、排水管1m、抱箍1个、长臂夹(仅SJ810C)	
选购品	试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮		

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 放射试验装置

15 内部观察装置

16 吸光度计

17 选购品

医疗器械
注册证

消毒证

低床型

- 便于拿取灭菌物的高度。




标准配备冷却风扇

- 灭菌结束后冷却风扇动作
- 冷却到安全温度为止
- 缩短灭菌物的取出时间
- 可自由选择强制冷却和自然冷却

和其它机器冷却时间的比较

(初期水温25℃ · 灭菌温度121℃ · 环境温度23℃)



- 121 ~ 100℃, 以前的机器需要21分钟, 配备了冷却风扇的新机器仅需要3分钟。

操作面板

- 7英寸彩色液晶触摸屏, 中/英/日三种语言操作。



主画面



灭菌参数设置 (器具灭菌程序)



运行模式选择 (器具灭菌程序)




运行模式选择 (溶解保温程序)



运行状态监视 (器具灭菌程序)

可通过试料温度传感器设定灭菌开始



通过选配试料温度传感器, 能够根据灭菌物的温度控制灭菌时间, 确保灭菌的有效性。

可满足GLP/GMP点检需要



罐体上标准配备2处传感器接口。 可选购记录仪和高性能的压力计。



采用节省空间的上下开盖式

与其它机器相比需要的设置空间少。

最高灭菌温度为135℃

最高灭菌温度135℃可用于蛋白改质。

节省时间

通过定时开始和预热功能等的标准配备, 能更有效地利用时间。

万用电源 (可选择电源)

所有机型都可根据实际需求选择AC100~120V、AC200~240V (单相) 两种电源。

灭菌器	1
造粒干燥装置	2
马弗炉	3
恒温箱干燥箱	4
恒温培养箱	5
等离子装置	6
纯水制造装置	7
恒温水槽	8
恒温水循环	9
旋转蒸发器	10
冷冻干燥冷阱	11
搅拌器振荡器	12
清洗机	13
放射试验装置	14
内部观察装置	15
吸光度计	16
选购品	17