

股权代码 301867













# LB-9110 系列生物安全柜(科研版)



### 产品介绍

LB-9110型生物安全柜的作用在于保护操作者、实验室环境及实验材料,当操作者在进行原始培养物、菌毒株或使用带有传染性的实验材料时,使之避免接触传染性气溶胶或溅出物。是微生物学、生物医学、基因工程、动物实验和生物制品等实验室必备设备,特别是操作者需要采取保护措施的场合,如制药、科研等进行细菌培养时提供无菌无尘安全的工作环境。

## 性能特点

#### 1、生物安全性能:

人员安全性,用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于 1x10<sup>5</sup>; 产品保护,微生物菌落数≤5CFU;

交叉污染保护,微生物菌落数≤2CFU。

#### 2、柜体防泄漏:

安全柜加压到 500Pa, 保持 30min 后气压不低于 450Pa。或保持安全柜内气压在 500Pa±10%的条件下,压力通风系统的外表面的所有焊接、衬垫、穿透处、熔封处在此压力条件下应无肥皂泡反应。



股权代码 301867













3、电动玻璃门控制:

前玻璃门为电动控制,液晶显示屏触摸按键控制,也可使用脚踏开关进行控制,无需使用者与玻璃门窗直接接触。玻璃门控制电机为专用可逆调速电机,该电机具有启动力矩大、转动平稳等特点;

#### 4、警示和提醒:

安全柜前窗开启高度超过或低于规定的前窗操作口高度时,声音报警器报警; 过滤器压力超高时会发出声光报警;气流波动超过标称值的20%时,会发出声光 报警;

#### 5、空气过滤系统

不断地使洁净空气进入操作区,保证操作区内的下降气流流速、操作区内的洁净度和排出气体洁净度达到标准要求

#### 6、紫外灯

紫外灯管位于操作区后上部,保证紫外光可以充分照射到操作区内所有空间充分消毒

#### 7、控制面板

采用 IPS 液晶触摸屏实时显示仪器设备的工作和性能情况,例如过滤器的有效工作状态,使操作者有了更直观的感受

## 技术参数

型 号	LB9110-1100 II A2	LB9110-1500 II A2	LB9110-1800 II A2
电源要求		220V~50Hz	
外形尺寸	1100x750x2250	1500x750x2250	1800x750x2250
(长 x 宽 x 高)	(mm)	(mm)	(mm)
操作区尺寸	940x600x660	1350x600x660	1640x600x660
(长 x 宽 x 高)	(mm)	(mm)	(mm)
额定功率	1100W	1850W	1800W
系统排风总量	360 m³/h	520 m³/h	620 m³/h
紫外灯功率	30W	40W	40W
LED 灯功率	12W*2	16W*2	16W*2
下降气流	0.33m/s		
流入气流	0.55m/s		



股权代码 301867














过滤效率	99.9995%(直径为 0.12 μ m 微粒)
噪声	≤67dB (A)

## 设备组成:



序号	名称	
1	排气管法兰	
2	柜体外壳	
3	产品铭牌标贴	
4	操作说明标贴	
5	水、气龙头预留孔	
6	底座	
7	福马脚轮	
8	保险管座	
9	玻璃门电机	
10	液晶显示屏	
11	电源锁	
12	LED照明灯	
13	紫外灯	
14	防水插座	
15	进气栅格	
16	集液槽	
17	前窗玻璃	
18	脚踏开关	