

LABstar^{max}

惰性气体手套箱系统



myMBRAUN App



INERT GAS TECHNOLOGY

- 集成气体净化系统的简洁设计
- 不锈钢主体加装安全玻璃前窗
- 模块化箱体设计，便于扩展
- 闭路循环净化
- 水、氧浓度可达<1ppm
- 可在正压或负压下操作
- SIEMENS PLC 自动控制系统，大尺寸彩色触摸屏
- 配置脚踏开关，便于调整箱体压力
- 配置快速清洗功能
- 配置节能循环模式(ECO Mode)
- 配置大过渡舱，内有滑盘
- 配置Edwards RV12 真空泵
- 其它众多功能拓展附件可选

LABstar^{max}


手套箱及配件



冰箱



气密性接口



显微镜



氧、水和溶剂探头



内置式溶剂吸附装置



外置式溶剂吸附装置



微型过渡舱

手套箱技术参数	
主体结构	模块化箱体，端面带法兰用于箱体扩展
材质	不锈钢(US 304, 1.4301)
内部长度	1250 / 1500 / 1800 mm
内部深度	单面操作箱体:780mm
内部高度	900mm
泄漏率	< 0.05 Vol%/h
内表面	不锈钢拉丝处理 Ra 1.2 μm
外表面	白色烤漆 (RAL 9003)
前窗	安全玻璃耐腐蚀前窗
手套孔	耐腐蚀铝合金材质，直径220 mm，O型圈密封
手套	溴丁基橡胶材质，厚度0.4mm
照明	LED灯
气密性接口	4个DN40KF法兰接口
电源接口	1
灰尘过滤器	HEPA H13安装于箱体进出口
搁物架	3层模块化设计搁物架安装于箱体背部


可选配置:	
冰箱	
聚碳酸酯前窗	
可选配用于连通箱体内外信号，气体或液体的多种气密接口	
多种材料 (Hypalon, Neoprene和Butyl)、厚度和尺寸的手套可供选择	
特制搁物架以及其它储物配置	

大过渡舱技术参数	
型号	圆柱形
材质	不锈钢
尺寸	390 x 600 mm (D x L)
内表面	金属拉丝
外表面	白色烤漆(RAL 9003)
泄漏率	< 10 ⁻⁴ mbar l/s
滑盘	不锈钢
滑盘尺寸	575 x 290 mm (L x W)
过渡舱门	铝制，阳极氧化处理，厚度10mm
过渡舱门锁	中心轴锁门机构，适用于单手操作
压力表	模拟显示
抽充过程	通过手阀手动操作
阀门	手动阀(抽气阀尺寸规格DN40 / 补气阀尺寸规格DN8)


可选配置:	
过渡舱定时、定压自动抽充装置	
圆柱形大过渡舱	
圆柱形微型过渡舱 (可安装于箱体侧板或箱体底部)	
方形过渡舱	
L-型过渡舱	
圆柱形T-型过渡舱	
方形T-型过渡舱	

LABstar^{max}

气体净化系统



SIEMENS PLC自动控制系统，大尺寸彩色触摸屏



气体净化系统技术参数	
运行机理	闭路循环
可得惰性气体纯度	水 < 1 ppm, 氧 < 1 ppm
可净化箱体体积	可达 2 m ³
每个净化器中含有的净化柱数量	1 (SP) 或 2 (DP)
运行维护提示	具备运行维护周期设定及自动报警提示功能
快速清洗功能	PLC控制的自动快速气体置换功能
节能循环模式	PLC控制, 降低能耗和噪音最高可达90%
再生	自动再生程序
控制单元	SIEMENS PLC
显示器	大尺寸彩色触摸屏
箱体压力控制	自动压力控制, 脚踏开关辅助手动控制 (压力调整范围: ± 15mbar)
真空泵	油泵, 流量可达 17 m ³ /h (10 CFM)
循环风机(50Hz/60Hz)	变频控制, 流速最高可达90 m ³ /h
管路	不锈钢1.4301 (SUS 304)
主控阀门	电磁气动阀
再生气体	N ₂ 或 Ar/H ₂ 混合气 (H ₂ 浓度: 2-5%, H ₂ >5%可选)
工作气	氮气, 氦气或氩气
尺寸	1395 mm x 575 mm x 780 mm (L x W x H)
结构	集成于箱体支架内

*注意: 取决于操作条件



ECO Mode operation


ECO mode 节能循环模式可将系统运行噪音和能耗降低90%*

可选配置
水、氧探头
溶剂吸附装置
溶剂探头
真空烘箱
定制冰箱
真空泵升级为干泵
过渡舱自动控制 (定时自动抽充或压力控制自动抽充)
前窗集成显微镜
其他众多功能附件请详询布劳恩

@56ghUfmax

箱体规格及配置

长度单位: mm




容积:

箱体长度: 1250mm	0.8 m ³
箱体长度: 1500mm	1.0 m ³
箱体长度: 1800mm	1.3 m ³

动力要求

	工作介质	压力	流速	接口
工作气体	氮气, 氩气或氦气	6 bars	250 l/min	Swagelok D=10 mm
再生气体	N ₂ 或 Ar/H ₂ 混合气 (H ₂ 浓度: 2-5%, H ₂ >5%可选)	0.3 - 0.4 bars	10-20 l/min	Swagelok D=10 mm
再生排气	软管, 9*3mm			
真空泵排气	负压软管, 直径不小于25mm (由用户提供)			
电源	230 V/50-60 Hz, 6 A 或 115 V/50-60, 12 A 或 100 V/50-60 Hz, 13 A			



M. Braun Inertgas-Systeme GmbH (Headquarters)
 Dieselstr. 31 • D-85748 Garching • Germany
 Phone: +49 89 32669-0 • Fax: +49 89 32669-105
 Web: www.mbraun.de
 E-Mail Sales: info@mbraun.de
 E-Mail Service: service@mbraun.de

布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司
 中国上海浦东新区唐镇工业园金唐路145号1号楼1楼 201201
 电话: +86 21 5032 0257 • 传真: +86 21 5032 0229
 E-Mail Sales: info@mbraunchina.com
 E-Mail Service: service@mbraunchina.com
 Hotline: 400-110-0257
 Web: www.mbraunchina.com

A "6F5I B'9B; B99F B;
 7CA D9H9B 79

K]h' (\$ nYUfg'cZYb[]bYYf]b[
 Yl dYf]YbW'UbX'k cfX!WUgg
]Yj Y' core technology, we
 develop and produce
 individual, customer-specific
 large-scale plants. Discover
 the possibilities:
 www.mbraunchina.com