



BLADE 785B Pro 手持物质识别仪

拉曼光谱 | 轻巧便携 | 强大云平台 | 超长待机

BLADE 785B Pro 具有一体化空间光路和优秀的人机界面。其检测性能、易用性领先,是目前市场上一款拥有超长时间待机、提供完整云平台支持的手持物质识别仪。



有用附件

- ▶ 大容量电池
- 液体附件
- 扫描附件

产品参数

| 尺寸 | 182*88*30mm |
|------|----------------------------|
| 重量 | ~ 500g |
| 续航时间 | > 12小时(选配) |
| 激发波长 | 785nm |
| 激光功率 | 0~500mW 可调 |
| 波段范围 | 200 ~ 3200cm ⁻¹ |
| 分辨率 | 6 ~ 8cm ⁻¹ |
| 激光寿命 | 10000hr |
| | |

| 样品量 | 1uL 或以上 | | |
|------|-----------------|--|--|
| 光斑大小 | ~200um | | |
| 工作距离 | 0 ~ 7.5mm 连续可调 | | |
| 工作温度 | -20 ~ 60°C | | |
| 数据连接 | WiFi, 4G | | |
| 数据库 | >1k | | |
| 拍照 | 支持,1300万像素 | | |
| 软件功能 | 模型匹配,生成报告,上传记录等 | | |


独有的 DeepSpec ™ 算法,作为手持终端的检测大脑,实现物质精准识别。


DeepSpec™ 混合物识别

- 支持多达5种混合物成份分析,和比例参考
- 计算时间 <10s, 高效快检
- 高准确率, 误报率 <10%



观看检测视频







DeepSpec[™] 高荧光物质识别

配合高灵敏硬件,使用算法提取出隐藏于荧光中的物质信号,可准确识别海洛因、氯胺酮、黄原胶、纤维素等高荧光物质。



观看检测视频









更多产品应用, 请联系立穹光电。



立穹(上海)光电科技有限公司


www.lqoptics.com | wang.hong@lqoptics.com | 400-996-1997

上海:静安区沪太路785号新华园A座5010

合肥: 经济技术开发区启迪科技城机器人产业基地 2 号楼 105B








名称: 手持物质识别仪

型号: BLADE 785B-Pro

立穹(上海) 光电科技有限公司 LQ-Optics (Shanghai) Technology Co., Ltd.

PART 01 拉曼原理介绍

什么是拉曼光谱?



- 是一种散射光谱
- 是入射的光子(Photon)与物质的电子(electron)之间 的一种物理性的相互作用
- 是一种弱光光谱: 106 个光子入射, 1个拉曼散射产生
- 代表了分子的振动能级的模式




C. V. Raman

The Raman effect was first reported in a paper in *Nature on 31 March* 1928.

Chandrasekhara Vankata Raman went on to win the 1930 Nobel Prize in physics for his discovery.

The technique identifies a molecule's structure by probing its vibrational energies.

拉曼 VS 红外



- 拉曼光谱与红外光谱都是对分子振动结构的表征
- 拉曼光谱与红外光谱都具有特征性,是指纹图谱
- 拉曼光谱与红外光谱互为补充

PART 02 拉曼适用性

拉曼适用性

好

- API
- 有机溶剂
- 糖类
- 淀粉
- 聚合物
- 无机多原子盐(e.g.磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐)
- 多数氧化物, 酸 & 碱 (除了HCI, NaOH, KOH)

视情况

- 纤维素 (慢,荧光强)
- 硅酸盐 (荧光强)
- 颜色鲜艳的染料(荧光强)

差

- 暗/黑色物质 (加热/荧光)
- 水, 高稀释性溶液

不适用

- 金属 & 合金
- 极稀溶液
- NaCl, KCl, Kl, HCl, HF, HBr, 等等







More







应用范围

| 公共安全 | 海关边防缉毒/禁毒消防危化品检查 | 事故现场化学成分鉴定邮件/快递检查地铁 |
|----------|---|---|
| 食品安全 | • 食品违禁添加 | • 农残 |
| 医药健康 | • 制药 | • 临床检测 |
| 珠宝、考古、矿物 | 宝石鉴定考古鉴定 | • 矿物识别 |
| 工业在线检测 | • 石油炼化 | • 化工合成 |



海关/边防执法

使用手持式物质识别仪, 执法人员可以对现场 发现的可疑物品快速鉴别

缉毒/禁毒

在几秒钟之内识别多种毒品及易制毒,包括冰毒、甲卡西酮、麻黄碱、氯胺酮、可卡因,等






爆炸物检查

如TNT、奥克托今、硝酸铵等,均可准确识别

快递、地铁安检

可以有效地应用于快递、地铁安检中液体及可疑粉末、固体物品的检查





临床检测




配合试剂,可对多种病毒及细菌进行快速检测,将常规检测所需要几天的时间缩短为几秒钟,大大提高医生诊断效率



珠宝检测

钻石、玉石等大部分宝石都可以轻易鉴别





食品安全



只需使用增强试剂及简单的前处理,即可测出如:孔雀石绿、 苏丹红等常见违禁添加,检测限可低至ppb级

药厂原辅料鉴定

可对药厂原辅料进行快速鉴定鉴别,几百桶原辅料的确认 只需要几小时即可完成



PART 03 BLADE 785B-Pro







有用附件

- 大容量电池
- 液体附件
- 扫描附件
- 远距离探测附件

性能参数

| 尺寸 | 182*88*30mm |
|------|--------------------------|
| 电池 | 可更换聚合物锂电池 电池续航时间≥24小时 |
| 数据传输 | Wi-Fi, 4G |
| 交互 | 基于Android的智能终端 |
| 触摸屏 | 1080P 高清电容屏 |
| 实体键 | 一键测试 |
| 摄像头 | 1300万像素,支持原始清晰度图片下载 |
| 地理信息 | 支持GPS,北斗,及WiFi/4G网络定位 |
| 工作温度 | 0~40°C |
| 工作距离 | 抽拉式阻尼探头,无需定焦帽,工作距离连续可调 |

PART 04 产品优势

优势综述



拉曼光谱 | 轻巧便携 | 强大云平台 | 超长待机

BLADE 785B-Pro 具有一体化空间光路和优秀的人机界面。其检测性能、易用性领先,是目前市场上唯一一款拥有超长时间待机、提供完整云平台支持的手持物质识别仪。

检测速度快

- 空间光路设计, 高通光量
- 酒精检测时间2~3秒(竞品一般4~10秒)

竞品★S
光纤光路
BLADE
空间光路

可更换电池

- 模块化电池设计, 方便更换
- 电池模块可单独充电,无需主机或充电座
- 独立电源管理,可边充边用
 - 部分竞品无独立电源管理电路, 充电时无法测试

可更换电池模块



超长工作时间

- 选配大容量电池模块
- 连续工作时间超过12小时,待机时间超过24小时!

外接大容量电池模块供电时,设备的连续使用时间应大于等于 12 小时,待机时间应大于等于 24 小时。


符合



完整云支持

- 支持软件随时更新
- 支持数据库随时更新
- 支持自定义数据库上传、分发至同组设备
- 支持测试记录上传至云端
- 支持扫描二维码查看云端报告





检测结果短信推送


- 可绑定管理人手机
- 当发现违禁品时, 主动推送提示短信至管理人手机


【手持拉曼】提醒:发现违禁品!检测结果为:乙醇,类别为:C. 易燃易爆危险品,匹配度为:98.27%,时间为:2018-07-0516:26:13,地址为:中国上海市间北区延长中路765弄5号,请及时查看!!

PART 05 DeepSpec 算法

混合物识别


- 支持多达5种混合物成份分析,和比例参考
- 计算时间 <10s, 高效快检
- 高准确率,误报率 <10%






高荧光物质识别

■ 配合高灵敏硬件,使用算法提取出隐藏于荧光中的物质信号, 可准确识别海洛因、氯胺酮、黄原胶、纤维素等高荧光物质。







光谱专家

