实验室服务先导 Beijing Oriental Science&Technology Development Ltd.

## **ESCO** Labculture® A2型30%外排二级生物




LA2-A 系列二级生物安全柜

#### 高效过滤器

- ▶ESCO Labculture<sup>®</sup> A2型30% 外排二级生物安全柜,是ESCO最 新升级产品,综合了传统系列产品 品质、特色和最先进的生物安全防 护设计。
- ■ESCO 重要的革新技术——微褶皱无间隔 ULPA 高效过滤器(常规是 HEPA 过滤器),对于 0.12 微米, 0.3 微米直径的固体颗粒过滤效率最大可以达到 99.9999%。

(常规 HEPA 过滤器,对 0.3 微米的颗粒过滤效率 99.99%)。安全柜配备有 2 个 U15 ULPA 高效过滤器,通常使用寿命为 3 年以上。



■ ULPA 过滤器的铝合金外框可以防止意外对过滤器的损坏;无缝过滤垫圈永久性的安装在过滤器外框上,不会随着时间腐蚀。

通过美国 NSF 49、欧盟 EN 12469、中国 YY0569-2005 标准检测,

获得进口产品医疗器械注册证

生物安全设计:操作人员、样品、环境三重保护舒适性:人体工程学设计---10度倾斜角前窗操作安全防护: ULPA 过滤器,99.9999%过滤效率实时监控系统:微电脑控制器和自动报警系统长期保护性:柜体表面BioCote<sup>®</sup> 抗菌涂层防护低能量消耗:独有的离心式外置转子风机免维护:自动补偿气流流速

- 工作台内的空气洁净度标准符合 ISO14644.1 的 3 级标准(相当于美国联邦标准 209E 的 1 级,比常规的 100 级洁净度标准高100倍。)
- ●下沉气流的均一性好,所有点的气流速率与平均气流偏差为 ±20%。气流的均一性可以防止不同样品之间的交叉污染。
- 接近操作台表面,下沉气流分为三部分:一部分进入前进气口,通过管道进入后面负压腔。另一部分进入后进气口。第三部分高速通过左右侧墙的负压腔通气孔,这可以形成气流屏障,阻止外部气流进入安全柜内部。



### 智能控制器

- ► ESCO Sentinel 触摸式控制器让客户操作更方便。不安全运行状态声光报警设置,比如硬件出现错误或者不正确的前玻璃窗位置。
- 为了防止客户暴露于紫外线辐射,所有安全柜的紫外灯都是互锁状态。只有完全将前玻璃门关闭紫外灯才能激活;如果前玻璃门意外升起,紫外灯将自动关闭。

- LCD 液晶显示连续显示进气 气流和沉降气流速度。
- 热机过程可以给用户提供更好的生物防护。在打开机之前,安全柜预运行以排净上次实验的残留。此时任何键都处于失活状态。 当实验结束的时候,关机后安全柜会自动运行,以排空实验残留物。
- 风机运行时间计数器可以帮助用户监测安全柜使用时间,提供更换 HEPA/ULPA 过滤器的最佳时间。UV 定时器也可监测紫外灯使用寿命。

#### 产品设计特点

■ 操作室内部的侧面与背面是整块不锈钢一次成形,为无缝圆角,这不仅保证美观效果而且保证了无污染。整块冲压成形不锈钢操作台及前部进气孔无接缝,方便清洁。标准电源接口在操作台侧壁。



■ 经过空气动力学优化设计的 安全柜前部进气隔栅的开孔,可以 有效消除进风气流紊乱,防止污染 物外漏。

# **四**°东方科技 北京五洲东方科技发展有限公司

Beijing Oriental Science&Technology Development Ltd. 实验室服务先导

#### Labculture<sup>®</sup> A2型30%外排二级生物安全

- 免维护离心式外置转子风机, 体积小、重量轻、平衡好、噪音低、 节能。感应风机可以自动补偿由于 过滤器阻塞等原因引起的气流变 化,以保证安全柜内气流的均一性 和安全使用。
- ▶ 所有维修都可以通过打开前 挡板进行, 免除拆卸不同部位的

麻烦。最重要的是更换的这些部 件(除了过滤器和风机)都处于无 污染的区域,对操作人员和维修 人员都很安全。

■ 醒目颜色标记: 电源、电 气、过滤器、风机都是用红色的 面板覆盖,警示用户该区域是危 险区。



技术参数	型号/货号	LA2-3A1	LA2-4A1	LA2-5A1	LA2-6A1
外部尺寸(L x W x H mm)		1115 x 810 x 1640	1420 x 810 x 1640	1725 x 810 x 1640	2030 x 810 x 1640
内部尺寸(L x W x H mm)		955 x 603 x 715	1260 x 603 x 715	1565 x 603 x 715	1870 x 603 x 715
产品执行标准		美国: NSF49 认证; 欧盟: EN12469 认证; 中国: YY0569-2005 生物安全柜标准; 空气洁净度标准: IS❷14664.1Class 3, IEST-G-CC1001, IEST-G-CC1002 过滤器性能标准: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1 和 EN1822 电气安全标准: IEC61010-1/EN61010-1/UL3101-1/CSA C22.2 No.1010.1-92			
   平均气流风速	进气气流	起始设定值: 0.53 米/秒			
1 20 (1016) (20)	沉降气流	起始设定值: 0.35 米/秒			
气体交换体积	进气气流	413 立方米/小时	545 立方米/小时	677 立方米/小时	809 立方米/小时
	沉降气流(70%)	692 立方米/小时	913 立方米/小时	1134 立方米/小时	1355 立方米/小时
	排出气流(30%)	413 立方米/小时	545 立方米/小时	677 立方米/小时	809 立方米/小时
工作区内空气洁净度标准		ISO14644.1 Class 3,美国联邦标准 209E Class 1,AS13 <mark>8</mark> 6 Class1.5,JIS B9920 Class 3,BS5295 <mark>C</mark> lass C 等世界各国同类标准			
过滤器类型		微褶皱无间隔 ULPA 高效过滤器,内置金属防护网和滤器外框框架,符合 EN1822 和 IEST-RP-CC0 <mark>01.3 要求</mark>			
过滤器效率		普通: 针对 0.3 和 0.12 微米常见颗粒过滤效率 99.9999% 最低: 对 0.3 微米过滤效率 99.9995%和 0.12 微米常见颗粒过滤效率 99.9994%			
噪音标准(包括	NSF 49	<62dBA	<63dBA	<66dBA	<67dBA
测试环境噪音)		<59dBA	<60dBA	<63dBA	<64dBA
光强标准		>1000 流明,依据 NSF 49 测试标准			
安全柜主体		1.5mm 厚度的电镀不锈钢,BioCote 抗菌涂层			
安全柜内壁		操作室内部的侧壁与背部是整块不锈钢板一次冲压成形,为无缝光滑圆角			
工作台		与前部进气孔一次冲压成形,无接缝			
功率 220-240V,50Hz		890W / 3.87A	1595W / 6	.93A 1615W / 7.02	2A - 1631W / 7.09A
热量辐射 220-240V,50Hz		5396 BTU	5444 BT	TU 5512 BTU	5566 BTU
净重(Kg)		275	312	365	418

选配件: 支架、紫外灯、防溅电源插座、水、气接口、排气罩等















#### -北京五洲东方科技发展有限公司 中国北方区独家代理

北京五洲东方科技发展有限公司 地 址:北京市海淀区北四环中路265号

邮 编: 100083

话: 0086-10-82388866

传 真: 0086-10-82388989

广州分公司

地 址:广州市寺右新马路111-115号五羊东 城广场2319室

编:510600

电 话: 0086-20-87387482/87387483

传 真: 0086-20-87387486

地 址:成都市武侯祠大街259号中蜀汉公 寓6单元8号

邮 编:610041

电 话: 0086-28-85097222/85093447

传 真: 0086-28-85091399

上海分公司

地 址: 上海市肇嘉浜路288号中福商务 楼2608室

编: 200031

电 话: 0086-21-64379849/64743794

传 真: 0086-21-64675115