

C650M 顶空气体分析仪

C650M 顶空气体分析仪, 采用全新手持式设计, 配置全球知名品牌
的高精度传感器及取气泵, 可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐
等中空包装容器中 O₂含量; 同时通过选配 CO₂传感器, 实现 CO₂含量
测定。适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体中 O₂、
CO₂含量做出评价, 从而指导生产。

产品特点^{注1}

手持式设计 全自动测试

- 手持式设计, 单手操作, 轻便易携, 适用于生产现场测试
- 具备自动关机功能, 降低能耗
- 一键式自动校准功能, 方便快捷
- 采用世界知名品牌进口元器件, 性能稳定可靠
- 快插式采样针防护套, 保障测试安全



气体分析 + 真空度测定 快速精准

- 内置气体传感器, 可精确分析软、硬质包装内部气体含量
- 内置压力传感器, 可精确测定试样内部真空度
- CO₂传感器采用固态非分散红外(NDIR)吸收技术, 获专利的固态 LED、探测器、镀金光学元件
- 传感器采用全球知名品牌进口件, 具有超高测试精度、超低故障率和超长使用寿命

全新·专利·智能 全触控操作系统

- 工业级触屏、一键式操作、直观的操作界面, 可远程升级与维护
- 中英双语操作界面, 满足不同语言要求
- 具有数据自动存储、掉电自动记忆功能, 防止数据丢失
- 内置数据存储可达 1200 条, 满足大数据量存储的需求
- 配备无线微型打印机, 方便用户随时打印测试结果(可选)
- 配备 USB 接口和专业控制软件, 方便电脑连接和数据导入导出(可选)

测试原理

试样内气体通过取气泵抽取到传感器中, 传感器实时输出试样内气体中 O₂、CO₂(选配)浓度的电压信号, 仪器通过获取传感器输出的电压信号计算气体中 O₂、CO₂(选配)的比例, 到达试验结束条件后, 试验停止, 仪器记录试样内被测气体中 O₂、CO₂(选配)的含量。

测试应用^{注1}

| | | |
|-------------|------|---|
| 基础应用 | 包装袋 | 适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等 各种非负压包装袋内气体中的 O ₂ 、CO ₂ (选配)含量的测试 |
| | 包装容器 | 适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包 装容器内气体中的 O ₂ 、CO ₂ (选配)含量的测试 |
| 扩展应用 | 安瓿瓶 | 适用于安瓿瓶顶部气体中 O ₂ 、CO ₂ (选配)含量的测试 |

技术参数^{注2}

| 项目 | 参数 | |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| 测量气体种类 | O ₂ (标配) | CO ₂ (选配) |
| 测试原理 | 电化学 | 红外吸收 |
| 传感器寿命 | 约两年 (空气中) | >15 年 |
| 传感器规格 | 0~100% | 0~100% |
| 分辨率 | 0.01 % | 0.01 % |
| 测量精度 | ±0.2% | ± (0.03%+示值 5%) |
| 取样量 | <2ml (标准模式) | 15ml (标准模式) |
| 外形尺寸 | 220mm (L) ×110mm(W) ×70mm(H) | |
| 电源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz | |
| 净重 | 0.6kg | |

产品配置^{注2}

| | |
|------|---|
| 标准配置 | 主机、采样针、过滤器、密封垫 |
| 选购 | 专业软件、微型打印机、B2227 顶空气体分析仪测试架、CO ₂ 传感器 B2226 顶空气体水下取样模块 |

注 1：表中各项参数是在 Labthink 实验室、由专业操作人员，依据相关实验室环境标准的要求和条件测量得出。

注 2：所述产品功能、参照标准和配置信息均以“技术参数”中的具体标注为准。

注 3：图中照片含 B2227 顶空气体分析仪测试架

注：Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格、外观亦会相应改变，上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。