

上海安谱科学仪器有限公司

ANPEL Scientific Instrument (Shanghai) Co., Ltd.











小型仪器

15年 专注实验室色谱耗材业务 100位 专业人员全程服务 2000万货值库存保证

6000家客户口碑鉴证

版本号:LXF-20130905-13-V1

四乙基硼區

有机锡 凭借其特殊的化学性质和功 效性能,被广泛应用于食品、纺织、 玩具等制造行业中。但是,有机锡也 被证实是一类对人体健康产生危害的 有机化合物。

目前,国内外一般采用方法是选用 四乙基硼酸钠 对有机锡进行衍生 化作用,从而通过气相色谱达到检测 目的。

衍生化试剂 有机锡检测最佳试剂助手



良好 口碑•••

质量… 保证

建议存放方式:

1.阴凉处,容器保持经闭,存储 在干燥通风处

2.贮存期间严禁与水接触

殊 包 接 极 佳

中文名	产品描述	货号	规格	报价(RMB)
四乙基硼酸钠	Sodium Tetraethylborate	CFEQ-4-120026-0001	1G	750.00
		CFEQ-4-120026-0005	5G	2600.00



安谱总部

北京办事处

Tel: 010-83130651

Fax:010-83130098

地址: 上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层

广州办事处 Tel: 020-38811673 Fax:020-38811631

深圳办事处 Tel: 0755-26075073 Fax:0755-26075056

武汉办事处 Tel: 027-59812739 Fax:027-59812738 青岛办事处 Tel: 0532-80829481/2

网址: www.anpel.com.cn

成都办事处 Tel: 028-85254001/2 Fax:0532-80829482 Fax:021-54248311

Tel: 021-54890099 Fax: 021-54248311 南京办事处

Tel: 025-83737312 / 83716726 Fax:025-83701408