

ANPEL 超声波清洗器

- 电气控制板全密封薄膜开关，数显、加热、变频等多种型号
- 优质不锈钢水槽，多种规格可选，备有快捷排水阀
- 电子定时，功率可调（40-100%），加热可调（室温-80℃）
- 超过国家规定电压，自动保护，电压正常后自动复位
- 超过本仪器规定电流的30%以上自动保护，电流正常后自动复位
- 超过控制温度范围自动保护，符合控制温度范围自动复位（TH型）
- 数显本仪器的出厂日期，累计工作时间，实现合理“三包”



数控系列（频率40KHz）

型号	槽内尺寸(mm)	容量(L)	超声功率(W)	时间可调(min)	排水阀	价格(元)
2050T	150×140×100	2	50	1-99	无	1880.00
2102T*	230×140×100	3	100	1-99	有	2680.00
2101T	300×150×100	4	100	1-480	有	2880.00
2150T*	300×150×150	6	150	1-480	有	3880.00
2200T	300×240×150	10	200	1-480	有	4980.00
2300T*	300×240×150	10	300	1-480	有	5680.00
2500T	500×300×150	22.5	500	1-480	有	9680.00
2600T	500×300×150	22.5	600	1-480	有	10680.00
2700T	500×300×150	22.5	700	1-480	有	11980.00

可根据客户要求定制

数控加热系列（频率40KHz，室温-80℃）

型号	槽内尺寸(mm)	容量(L)	超声功率(W)	加热功率(W)	时间可调(min)	排水阀	价格(元)
2050TH	150×140×100	2	50	200	1-99	无	2080.00
2102TH*	230×140×100	3	100	600	1-99	有	3180.00
2101TH	300×150×100	4	100	600	1-480	有	3580.00
2150TH*	300×150×150	6	150	600	1-480	有	4580.00
2200TH	300×240×150	10	200	600	1-480	有	5680.00
2300TH*	300×240×150	10	300	600	1-480	有	6380.00
2500TH	500×300×150	22.5	500	1000	1-480	有	10280.00
2600TH	500×300×150	22.5	600	1000	1-480	有	11280.00
2700TH	500×300×150	22.5	700	1000	1-480	有	12680.00

可根据客户要求定制

药典专用双频系列

传统中药提取的常见方法有浸渍、渗浸、回流等提取法，时间长，效率低。利用超声波特殊的强纵向振动、高速冲击破碎、空化效应、搅拌及加热等物理性能进行提取，加速了有效成分的溶解，提高了有效成分的提出率，大大缩短了提取时间。

通常情况下，频率越低，空化效应越显著，粉碎、破裂作用越强。中药在低频超声条件下提取，并不改变药物成分，且一般情况下，频率越低，有效成分提取率越高。但频率越低，空化效应越显著，对中药材组织结构的损伤可能性就越大，可能会产生一些不利的影晌。因此，请您在综合考虑后，选择正确的超声频率，以达最佳效果。

订货信息：

型号	槽内尺寸(mm) 长×宽×高	容量(L)	超声频率(KHz)	价格(元)
EDAA-3100TH	230×140×100	3	28/45	4480.00
EDAA-3101TH	230×140×100	3	45/100	4480.00

其它规格可根据客户的要求具体定制！

超声波清洗器选购件：



网架	价格	降音盖	价格
2050-1	100.00	2050-2	100.00
2102-1	200.00	2102-2	200.00
2101-1	250.00	2101-2	250.00
2150-1	450.00	2150-2	300.00
2200-1	500.00	2200-2	400.00
2300-1	500.00	2300-2	400.00
2500-1	900.00	2500-2	600.00
2600-1	900.00	2600-2	600.00
2700-1	900.00	2700-2	600.00