

Veriti® PCR仪

更多控制，触手可及



applied
biosystems®
by *life* technologies™

产品描述

借助Veriti® 96孔PCR仪，您可自由选择进行快速PCR或者普通PCR，并可使用VeriFlex™加热模块进行优于梯度法的PCR优化。

特点与优点

- VeriFlex™技术 — 6个独立加热模块整合而成，实验条件优化的功能优于梯度法*
- 图形用户界面 — 直观，使用极为简便
- 快速与普通PCR — 最为灵活的实验流程
- 程序可通过U盘进行转移
- 通过VeritiLink®远程管理软件(VRMS)操作和监控50余台联网Veriti® PCR仪的运行

实验流程

请登录www.lifetechnologies.com/veriti获取操作手册和实验流程。

技术窍门

请登录www.lifetechnologies.com/veriti获取客户应用说明。

实验流程演示

请登录www.lifetechnologies.com/veriti观看演示视频

登录我们的PCR网上论坛，看动画，留下您的感想，就有机会赢取ipod shuffle! (活动截止日期2012.5.30)
<http://eclub.biomart.cn/life2012/>



Life Technologies™台式设备
应对繁杂日常工作，只需简单解决之道
www.lifetechnologies.com/benchtop

订购信息

设备	规格	货号	3年 保修合同 货号	5年 保修合同 货号
Veriti® PCR仪 带96 x 0.2 mL孔模块	1台	4375786	ZG03-SCVERTI	
Veriti® PCR仪 带96 x 0.1 mL孔模块	1台	4375305		
Veriti® PCR仪 带384 x 0.02 mL孔模块	1台	4388444		
Veriti® PCR仪 带60 x 0.5 mL孔模块	1台	4384638		

* 保修合同与仪器同时购买。具体价格，请咨询相关仪器销售。如需另外单独购买维修合同，请致电支持中心[见保修与服务]。




图1. Veriti® 96孔PCR仪截图，显示正在为6种不同引物设置退火温度。

图2. VeriFlex™加热模块。6个独立电热模块。

图3. PCR结果显示，在一个PCR扩增循环中对6个引物组进行扩增。结果表明Veriti® 96孔PCR仪可以在一次PCR运行中完成6种不同退火温度的分析。