

根据光谱计算出溶出度和释放度

μDISS溶出仪：具有实时数据显示功能的原位光纤紫外监测系统

浸入式探头：
坚固耐用的
不锈钢材质

可互换的光程前端：
灵活，功能多样
价位合理

小容量溶出杯：
省钱，只需少量API
只需1mL的介质



软件操控的迷你水浴箱：
可在一个平台上模拟
多个实验条件


独立的二极管阵列分光光度计：
可编程数据采集，全UV光谱
(200-720nm) 2秒钟1次

μDISS溶出仪软件：
仿真数据的实时采集和分析，
界面友好


- 提高效率，增强决策力
- 比传统方法节约时间与成本
- 最大化地提高你的研究创造力

Pump the light, not the liquid


微悬浮




过饱和



盐型研究



介质动态变




迷你水浴

- 软件操控
- 每个位置独立搅拌
- 加热器控制水浴循环
- 5mL和25mL的溶出杯



探头前端

- 可替换
- 多种光程长度



应用

- 小剂量溶解
 - 片剂和粉剂
- 辅料筛选
- 纳米粒子的溶解
- 盐型筛选
- 特性溶解
- 媒介的PH值变化
- 稳定性检测
- 过饱和的研究
- 溶解度
 - 水和无水的
- 生物相关的溶出介质



上海凯来实验设备有限公司
全国统一客服电话：400 033 5217
网址：www.chemlabcorp.com
电话：021-58955731 58955762/63
传真：021-58955730

北京办事处：
电话：010-64981272, 64987204
广州办事处：
电话：020-38013654, 38013834
重庆办事处：
电话：023-88190068, 88190069

合肥办事处：
电话：0551-65135827, 65133671
杭州办事处：
电话：0571-86430918, 86983871
青岛办事处：
电话：0532-55662224

西安办事处：
电话：029-89359028
南京办事处：
电话：025-83439592
长沙办事处：
电话：0731-84863746