


LIQUID HANDLING SET 真空安全液体处理工作站



Equipment for a streamlined workflow in cell culture
精简细胞培养工作的新一代产品

为高效细胞培养特别设计的液体处理系统



成功的细胞培养取决于良好的灭菌措施并需要避免交叉感染。这就需要有一个优秀的无菌技术环境，其极大程度上依赖于一个拥有优异高效的流程控制及秩序井然的生物安全柜环境。

PIPETBOY & VACUBOY的专用支架将大大简化/优化您细胞培养过程中的吸液操作。其主要优势在于：

- 一个有序的安全工作台能够使液体操作更加快速安全，并始终保证一块有效的无菌区域。

- 该支架可以使您的移液管使用更加经济高效，它可以使PIPETBOY和VACUBOY悬空固定在其上，避免了污染。

- PIPETBOY和VACUBOY的固定方式符合人体工程学，经常使用也不会感觉累。

- 将液体处理工具固定在一个固定的位置可以避免它们无意中被碰落或打破。

- 不锈钢材质便于清洗消毒，坚固耐用。


该支架配合PIPETBOY和VACUBOY一起使用时，组成了一个完整高效的细胞培养液体处理系统。

这些高级的仪器与本支架（基本型或加强型）将组成一个舒适的吸液工作站。



包括VACUSAFE comfort在内的【基本型液体处理工作站】集各种功能于一体，可以符合要求地进行液体处理。对易碎的瓶子、过滤器及全部可高压灭菌的部件提供了有效的防护、防止污染。

【加强型液体处理工作站】配备的是带有快接头和液位探测功能的VACUSAFE comfort，它可以迅速地更换废液收集瓶，并在液体快装满时能够报警。



该支架可以让用户方便快速地更换PIPETBOY 的移液管及VACUBOY的各种吸液转换头。



它同时兼容PIPETBOY comfort。



它的两边设计是对称的。



订购信息

【基本型液体处理工作站】包括：用于准确移液的PIPETBOY acu, VACUSAFE comfort真空安全吸液仪及配套VACUBOY手操作器，它是一个集多功能于一体的液体处理工作站。

【加强型液体处理工作站】基本配置与基本型相同，但是这里的VACUSAFE comfort真空安全吸液仪带有快接头与液位探测。它可以迅速地更换废液收集瓶，并在液体快装满时能够报警。

设备		货号
【基本型液体处理工作站】	PIPETBOY acu classic 经典色精确型电转移液器 VACUBOY 手操作器 (带不锈钢吸液头及适配器) VACUSAFE comfort (真空安全吸液仪带硅胶管) 不锈钢支架	158 590
【加强型液体处理工作站】	PIPETBOY acu classic 经典色精确型电转移液器 VACUBOY 手操作器 (带不锈钢吸液头及适配器) VACUSAFE comfort (真空安全吸液仪带快接头及液位探测) 不锈钢支架	158 595



PIPETBOY acu



VACUBOY



VACUSAFE comfort

如果您已经有了移液器或者真空安全吸液仪，您也可以单独购买该支架。

配件		货号
不锈钢支架	for PIPETBOY (acu or comfort) and VACUBOY	155 065

如需更详细的资料，请登陆 www.integra-biosciences.com.



INTEGRA Biosciences AG
CH-7205 Zizers, Switzerland
Phone: +41 81 286 95 30
Fax: +41 81 286 95 33
info@integra-biosciences.com
www.integra-biosciences.com