

1500

ShaQer™

SPEX ShaQer™ 是 SPEX 专门为农业植物样品而研发的一款新型高通量组织研磨机。ShaQer™ 是利用 QuEChERS 法做样品制备时的低成本解决方案。ShaQer™ 可同时研磨 6 个样品，相较于以人工研磨 2 个样品，ShaQer™ 更有力的混合动作使得在水果及蔬菜中的农药残留能够彻底的被提取，由于采用了独一无二的垂直上下震动模式，ShaQer™ 研磨的样品具有研磨更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染等优点，是真正的高通量组织研磨机。

应用领域

分子标记辅助育种、基因组学、系统生物学和分子进化、转基因研究及其他生物或研究领域。

在 LC/MS/MS 测试食品残留农药或有毒物质样品处理（现已被美国环保署 USEPA 和食品药品监督管理局 USFDA 采用）。

样品容器

货号：1590 夹具可处理 6x50ml 或是 6x15ml 的离心管（50ml 和 15ml 不可以同时处理）

货号：1595 夹具可处理 6x50ml 或是 6x2ml 的离心管（50ml 和 2ml 可以同时处理）

产品型号：

ShaQer™ 1500

原产地：

美 国

技术参数：

尺 寸：54.6 cm x 28.6 cm x 43.2 cm

重 量：22 kg

功 率：1/7 HP. 最大转速 1516 rpm

电 源：230V/50Hz 两相

夹具行程：3.2cm（垂直）

夹具速率：1500 次/分钟

定 时 器：数字显示为分：秒，最大值为 5：00



SPEX 中国及香港地区总代理

中国办事处--上海濠盟仪器有限公司

原：德可纳利科技集团 (TECH-Knowledge International)

北京：010-59713157 010-59713258 传真：010-51418014

上海：021-34615910

客服邮箱：mei@tkichina.net

网站：www.tkichina.net www.spexcsp.com