



漩涡混合器

美国 Scientific Industries 公司出产的 Vortex-Genie 2 多功能漩涡混合器，功能强大，坚固耐用，性能可靠，被作为一个国际实验室仪器的标准，而得到广泛的使用。用于样品的振荡、混匀和搅拌，主要应用于生命科学和理化分析等领域。



(图一) 主机带 3"圆橡胶垫片



(图二) 主机带单试管头垫片



SI-Vortex-Genie2 漩涡混合器特点：

振动与旋涡混合方式：可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合。另外，每一种附件都被设计成可适合不同的混合方式，可根据需要选择适合的混合方式。

1. 多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，可以采用自动和手动两种混合方式。



(图三)

2. 自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。



(图四)



(图五)

点振混合：将左侧开关调到 - “TOUCH” 状态，机器将以点振混合方式进行工作。将试管轻压垫片（如图四-图五），主机会按照已调节好的工作速度进入工作状态，试管拿开，主机停止工作。

自动混合：将左侧开关调到 “ON” 状态，混合器主机将一直按照已调节好的速度一直工作。

3. 稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。

4. 无与伦比的可靠性：多年在全球实验室验证的性能。



产品信息：

订货号 : SI-0246 (Model G560E)
电源输入 : 230V, 50Hz, 0.5A
Speed (rpm) : 600-3200 (2700 for 50Hz models)
重量 : 4Kg, 整体金属铸造, 橡胶底脚。
外形尺寸 : 165'122'165mm
标配 : 主机+单试管头垫片+3 英寸圆橡胶平板垫片

产品规格：

电源需求 : 220V, 50Hz
认证 : UL, CSA, CE
可操作模式 : 点触式振动, 连续振动
保修期 : 两年
标准配置 : 主机、 3"圆橡胶垫片 及 单试管头垫片

选购附件组：

订货号：H301 (如图六)

描述：多样品垫片套装(含 6 英寸平板垫片；60 孔微量管插件；微孔板插件)



(图六)





订货号：H302

描述：大样品垫片套装(含凹板垫片、橡胶皮带，9-16mm 管插什，14-29mm 管插件、29-37mm 管插件和下板插件)



(图七)

以上产品由北京开源国创科技有限公司提供

更多的优惠请联系我们

联系电话：010-82923168、18500233615

传 真：010-82923166

联 系 人：涂经理

地 址：北京市海淀区建材城中路3号程远大厦B座714

网 址：www.keyyer.com

邮 箱：info@keyyer.com