

# Extension parts 实验室纯水拓展组件

当您的实验室纯水系统配备了外置预过滤器、水箱、大容量纯化柱、取水器等附件后，必然会增加大量的管道连接，且占据宝贵的实验室空间，Extension parts 实验室纯水拓展组件可集成以上所有附件，完美解决管道连接和空间问题，移动脚轮的设计使其更方便的移动，使您的纯水系统可以随时被放到需要的位置。



## 加强型预处理装置

高品质三级过滤器，包含：微滤、软水和 KDF 滤芯，针对源水水质较差地区，可有效去除水中的颗粒物、余氯、有机物、重金属，以及防止结垢、抑制细菌滋生及软化硬水等功能，最大限度的保护反渗透系统主机。



## 内置储水桶

内置 15 升塑胶压力水桶 2 只，摒弃了外置水桶的管道连接、占用空间等诸多不便，为您节省更多实验空间。



## 人性化的取水托盘

人性化的取水托盘，伸缩自如，无论您在实验室的任何位置，它都提供最及时和贴心的取水支撑，让您放手处理关键事务，从容应对用水需求。



## 内置大容量去离子纯化柱

内置 12 升大容量去离子纯化柱，提供了除主机外的更多取水点，独有技术确保出水指标  $\geq 10\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ，最多实现约 20000 升的纯水处理量。



## 远程取水器

针对不同水质要求，有 PTFE 和 PP 水枪及 PFA 和 PP 伸缩管可选，最多实现 3 米的取水距离（加配转接头，取水距离可延长），水枪末端可加配  $0.22\mu\text{m}$  终端滤器，能有效的去除细菌和颗粒物。您无需忙碌于频繁取水的来回奔波，尽可专注于实验进程。



## 便携式在线电阻率仪

干电池设计，同时可外接电源，方便随时随地测量纯水电阻率值。



货号	品名	描述
HT-EP	主体：纯水拓展底座	拓展底座 1 个
PF-10T-PRK	选配件：10 寸三级过滤器 (PP+DI+KDF)	含 10 寸 PP、软水和 KDF 滤芯
PTC-MBR-12L	选配件：12 升去离子纯化柱	含 12 升进口精密级树脂，约纯化 20000 升纯水
TANK-P-15L	选配件：15 升塑胶压力水桶	容量：15 升
DG-PTFE	选配件：PTFE 水枪 (进口)	含 PFA 伸缩管 (进口) 1/4" 3M
DG-PP	选配件：PP 水枪 (进口)	含 PP 伸缩管 (进口) 1/4" 3M
ORM-P	选配件：便携式在线电阻率仪	干电池设计，可外接电源