

哈希高锰酸盐指数(COD_{Mn})预制管试剂

哈希高锰酸盐指数(COD_{Mn})预制管试剂可用于测量较清洁水样（饮用水、自来水、水源水、地表水等）的高锰酸盐指数，配合哈希的分光光度计、消解器以及简单易懂的分析方法，可以给用户带来更加准确、快速、方便、安全的操作体验。

该试剂量程为0.50 – 5.00 mg/L。对于高锰酸盐指数高于5.0 mg/L 的样品在分析之前需要进行稀释，并使用经消解的蒸馏水作为空白。



应用

- 饮用水
- 自来水
- 水源水
- 地表水

功能特点

准确测试

- 饮哈希拥有独特的试剂配方及完善的COD_{Mn}测试系统：从试剂，分光光度计到消解器和专业的分析方法，一体化的系统有助于在测试过程中减少干扰因素，得到准确可靠的结果。
- 消解自动计时，温度控制准确。
- 仪器自动读数，避免人为误差。

测量快速，操作简便

- 预制试剂省时省力，用户无需繁杂的自配试剂过程，开箱即用。
- 图文并茂的方法手册，简单易学的操作步骤，帮助用户快速完成测试。
- 拿到水样后约40分钟内可完成测量，得到读数。

安全分析

- 省去了事先配制硫酸等危险试剂的步骤，提高安全性。
- 密封试剂管可以防止有害物质溅出及提高测量的准确性，也确保了消解过程的安全性。
- 每个样品废液量不到10mL，减少了对环境产生的二次污染。

提高工作效率

- 消解器容量大，可同时消解大批量样品。
- 测量快速，减少用户繁杂的工作量，让更多精力集中在数据管理分析。
- 相比传统方法无需其它的玻璃器皿，省去了大量清洗工作。

兼容性好

- 多款仪器（DR6000、DR5000、DR3900、DR2800）方法更新后即可进行测试。

订货信息

订货号	描述	消解温度/时间
25156000	0.50 - 5.00 mg /L, 16mm, 50次	100°C/30分钟



欢迎关注哈希公司官方微信！
微信扫一扫，资讯全知道！

哈希水质分析仪器（上海）有限公司

联系地址：

中文网址：www.hach.com.cn

客户热线电话：800-840-6026 400-686-8899

北京

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室
邮编：100004
电话：010-65150290
传真：010-65150399

上海

上海市临虹路280弄6号3层
邮编：200335
电话：021-61286300
传真：021-61286333

广州

广州市体育西路109号高盛大厦15楼B2座
邮编：510620
电话：020-22220800
传真：020-22646069

重庆

重庆市渝北区北部新区星光大道62号海王星科技大厦B区6楼3号
邮编：401121
电话：023-86859655
传真：023-86859699

西安

西安市南二环西段100号金叶现代之窗10楼107室
邮编：710065
电话：029-88376473
传真：029-88376124

南京

电话：025-84731284

武汉

电话：027-85743557

济南

电话：0531-86077656

天津

电话：022-27552526

成都

电话：028-65304862

乌鲁木齐

电话：0991-3858462
0991-3827236



Be Right™