



轻松移液从此开始

自动配液器DP25、自动移液器D25

移液/配液是很多实验的第一步，精确的操作对保证实验结果准确性至关重要。若在此过程中存在较大偏差，则后续实验步骤再严谨、仪器再高端也将失去意义。

中旺D25、DP25专为移液配液量身定制，解决操作过程中的种种问题！

安全——避免接触危险试剂

通用——适合常规量的移液、配液

快捷——简单操作，对实验人员无要求

精确——可靠移液，精度高达0.1%

多功能——可连续移液，可与天平连接实现自动配液



扫一扫，关注有惊喜！



可连续移液
与天平连接可实现自动配液



DP25



一键式操作
0.1%高精度移液

D25

基本参数

产品型号	D25	DP25
移液精确度	0.1% (满量程)	
加液范围	5ml、10ml、15ml、20ml、25ml 可定制	1~25ml
外形尺寸	260×290×165mm	
适用电源	DC 24V/2A	
工作环境温度	20±5℃	
工作环境湿度	< 80%	
校正功能	具备	
适用范围	※ 强酸、※ 强碱、※ 有机溶剂	

※ 自动配液器DP25、自动移液器D25适用于大多数溶液，移取特殊强酸强碱溶液时请先咨询中旺客服人员。



杭州中旺科技有限公司

电话：0571--85285152 85285153

传真：0571--85285191

地址：杭州市文一西路998号海创园19幢4层