



### 【洛科仪器 Galaxy 330 菌落计数器】

#### 菌落计数器: 产品特点

##### ◆ 4 面显示窗

Galaxy 330 具有一大三小，四个显示屏幕，可同时显示当次及前三个计数值。

##### ◆ 多重复平均功能

Galaxy 330 可针对样本直接做三重复或二重复平均，并可储存 99 组数值。

##### ◆ 倒退计数键

Galaxy 330 有特殊设计的倒退计数键，如不慎误点可以马上退回，以防止重复计数。

##### ◆ 多功能显示面板

Galaxy 330 多功能显示面板可直接在主机上检视并修订计数过的所有数据。

##### ◆ 适用多种培养皿

Galaxy 230 可适用多种培养皿尺寸，最广泛可至 60mm 或 90mm~150mm 可调。

##### ◆ 压感式设计

Galaxy 330 器采用压力感应式，可使用各种计数笔，不破坏样品，没有污染的疑虑。

##### ◆ 专用软件 (此产品为选配)

Galaxy330 应用软件功能，除了可储存所有的实验数据，同时也可帮您换算稀释倍率并做成报告

的型态打印出各种数据，并可转换成 Excel 适用的档案方便使用者储存。

#### 菌落计数器：国际认证

- ◆ 欧盟 CE 安全认证

#### 菌落计数器：产品应用

- ◆ 总生菌数
- ◆ 大肠杆菌数

#### 菌落计数器：订购信息

- ◆ 175330-01

Galaxy 330 菌落计数器

- ◆ 175331-01

Galaxy 330 菌落计数器(含专用软件和计算机连接线)

- ◆ 175330-12

Galaxy 330 专用软件配件组(含 USB flash (8G) 和计算机连接线)

#### 基本规格介绍(Set)

### Galaxy 330 菌落计数器

<u>基本规格</u>	<u>基本特色</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 显示屏幕：4 面 LED 显示屏幕</li><li>◆ 放大倍数：2~3 倍</li><li>◆ 适用培养皿：直径 60mm 及 90~150mm(可调整)</li><li>◆ 多功能面板：Yes</li><li>◆ 归零键：Yes</li><li>◆ 倒退计数键：Yes</li><li>◆ 内存：100 组</li><li>◆ 灯源：LED 灯</li><li>◆ 压力敏感度调整：可调整</li><li>◆ 计数声响调整：可调整</li><li>◆ 输出：USB</li><li>◆ 尺寸(LxWxH)：35.1 x 30.2 x 12.4 cm</li><li>◆ 重量：5.6kg</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 仪器本身提供 2 年免费零件服务</li><li>◆ 多功能面板</li><li>◆ 倒退计数键</li><li>◆ 归零键</li><li>◆ 100 组内存</li><li>◆ 适用多种培养皿</li><li>◆ 压感式设计</li><li>◆ 专用软件</li><li>◆ 欧盟 CE 安全认证</li></ul>