



## 【台湾洛科】BioDolphin 废液吸引专用套件

### 产品特点

#### ◆ 贴心 Lock 键设计

BioDolphin 的手持操作器采用人体工学握法，并设计贴心的 Lock 键，可固定抽吸按键，长期使用相当省力。

#### ◆ 单手即可退 tip

创新的八爪 tip 接头设计，只需单手就可以退出 tip，使用上非常方便。

#### ◆ 特殊多功能放置架

独创的多功能放置架可放置所有的配件，并设计集水盒，方便收集残余在配件上的液体，以利清洁与维护。

#### ◆ 配件更换方便

配件与手持操作器的结合采用快速插拔方式，可快速更换配件。

#### ◆ 可蒸气灭菌

BioDolphin 整套设备材质除放置架外，均采用 POM 及不锈钢材质制作，可用蒸气灭菌。

### 组合种类



### 产品应用

- ◆ 细胞培养废液抽吸
- ◆ 实验室各种废液抽吸

### 产品订购

- ◆ 199100-00 BioDolphin - LB 废液抽吸套件组 (浅蓝)
- ◆ 199110-00 BioDolphin - DB 废液抽吸套件组 (深蓝)
- ◆ 199120-00 BioDolphin - P 废液抽吸套件组 (粉红)
- ◆ 199130-00 BioDolphin - G 废液抽吸套件组 (浅绿)

套件组皆包含以下 7 项配件：



- ◆ 199100-30 手持操作器
- ◆ 199100-46 单爪 tip 接头
- ◆ 199100-47 40mm 不锈钢单爪接头
- ◆ 199100-48 80mm 不锈钢单爪接头
- ◆ 199100-49 40mm 不锈钢八爪接头
- ◆ 199100-50 八爪 tip 接头
- ◆ 199100-61 配件放置架头

## 基本规格材质

基本规格	材质
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 操作模式: 按压抽吸</li><li>◆ 适用软管内径: 3/16 inch (5 mm)</li><li>◆ 尺寸 (LxWxH): 15.0x15.2x362.5px</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 手持操作器 - POM</li><li>◆ 单爪 tip 接头 - POM</li><li>◆ 单/八爪退 tip 接头 - POM</li><li>◆ 单/八爪不锈钢接头 - POM</li><li>◆ 不锈钢八爪接头 - 主体: POM</li><li>◆ 不锈钢管: SUS304</li><li>◆ 配件放置架 - ABS</li></ul>