



## 旋转蒸发仪

双重安全保障，平稳过程运行

### 授权经销商：

#### 制造商：STEROGLASS S.r.l.

STEADA ROMANO DI SOPRA ,  
2/C-06132-S . MARTINO IN  
CAMPO-PERUGIA  
[www.steroglass.it](http://www.steroglass.it)

#### 中国经销商：ATS 中国

地址：上海市闵行区春申路3799弄100支弄15号1#A  
上海市徐汇区肇嘉浜路446号2号楼105室  
电话：86 21 54633768  
Email：[info@ats-instruments.com](mailto:info@ats-instruments.com)  
[www.ats-instruments.com](http://www.ats-instruments.com)

[www.ats-instruments.com](http://www.ats-instruments.com)

STRIKE 300

STRIKE 300

安全性能:

- ▼ 可抽取式安全护罩（聚碳酸酯，保证了操作过程的透视性和安全性）
- ▼ 操作者可在多角度操作仪器
- ▼ 玻璃防爆塑料外罩，可由操作员去除或安装
- ▼ 完善安全护罩保护
- ▼ 独特的免维护机械密封无垫圈系统，保证了仪器的防腐蚀真空密封度，没有垫片或者其他材料能被溶剂接触而导致损坏，同时防止溶剂渗入工作环境引起污染
- ▼ 独特的 RODAVIS 蒸发瓶安装系统是最新型密封模块
- ▼ 烟气探头（选配）
- ▼ 真空控制器（选配）
- ▼ 加热锅PTFE涂层

操作简便:

- ▼ 快速 ON/OFF 一键式操作
- ▼ 所有控件都放置在中心柱，方便用户使用
- ▼ 快速的参数设置和修改
- ▼ 控制面板: 3.5英寸触摸液晶屏
- ▼ 独特的 RODAVIS 蒸发瓶安装系统，蒸发瓶拧到蒸汽通管确保简便的安装和拆卸
- ▼ 微处理器可进行多次编程且符合 GLP（USB接口）
- ▼ 断电的情况下，系统自动开启安全器的电动玻璃器皿升降设备
- ▼ 可拆卸排空加热锅

一般特性:

- ▼ 旋转速度从20-280 RPM（150W感应马达）
- ▼ 3.5" 液晶图形显示触摸屏
- ▼ 可保存方法及输出（储存10种方法）
- ▼ 可监测真空度和烟气温度（选配）
- ▼ 可根据烟气温度进行操作（选配）
- ▼ 可根据时间并通过区分所有工作参数来创建手动和自动（选配：真空控制器）
- ▼ 可快速开关控制和参数调节
- ▼ 通过区分工作参数，可随时间手动或自动创建不同的梯度（选配：真空控制器）



尺寸	690x700x430mm（竖版）	690x790x430mm（斜版）
重量	26.5Kg（竖版）	26Kg（斜版）
加热锅温度	185℃（可同时适用水浴或油浴）	
加热器	1200W	
总功率	1400W	
型号	垂直或倾斜（塑料涂层玻璃器皿，选配）	
蒸发瓶	1000mL（可选50-3000mL）	
收集瓶	1000mL（可选250-2000mL）	
电源	230V/50Hz, AC	
参数显示	浴温、旋转速度、方法（标配）	



## STRIKE 100/5000

100 (工业级: 100L) 5000 (工业级: 50L/100L)

工业级至大型工业级旋转蒸发仪, 满足工业生产和大型工业生产的应用需求。

5000作为单一机型, 更多配件选择的最新产品, 预留多种扩展功能, 2014年底, 首次推向中国市场。



## STRIKE 2000

2000 (中试级或小型生产级: 20L)

中试级或小型工业级旋转蒸发仪, 满足小规模生产由研究至中试的推演。





STEROGLASS 丰富的旋转蒸发仪产品线，从研发至大规模生产全线满足应用，保障人员和产品双重安全的完美实现。



STEROGLASS



STEROGLASS是意大利家喻户晓的家族产业公司，始建于1959年佩鲁贾，半个多世纪以来，一直遵循家庭传统和价值观，已经保持了多年的创业经验，坚持公司的良好声誉和团队创新力，努力追求最佳的解决方案。

STEROGLASS作为一个制造，销售和技术服务公司，为工业，食品，环境化学，诊断，生物技术，制药实验室和相关应用研发、生产了多个系列安全可靠的设备。在欧盟多个国家实验室，世界领先的高科技工业需求的应用中，不乏看到其产品足迹。