

# 玻璃小瓶 强力振荡器 VIX-100

高压灭菌器  
高温炉  
分液漏斗振荡器  
微孔板振荡器  
试管液仪  
气体发生器  
无油空压机  
气相色谱  
亚硝酸分析仪  
喷雾干燥机  
干燥箱 培养箱  
冷却水 水槽  
通风柜 洁净台  
杂交炉 振荡器  
振荡培养箱  
氮吹仪  
离心液仪  
冷阱 冻干机  
CO<sub>2</sub> 培养箱  
OD-Monitor  
天平及应用  
超声清洗机  
超声波破碎仪  
离心机  
水分测定仪  
滴定仪 PH 计  
实验室软件  
色谱前处理  
色谱配件  
高温炉  
真空泵  
高纯蒸馏水机  
IKA 产品  
量热仪 反应釜  
粘度计  
混合 搅拌 挤出  
密度计 旋光仪  
折光仪 流变仪  
光度计 酶标仪  
氨基酸分析仪  
粒度分析仪  
电子天平 舌秤  
光伏仪器  
容器  
小仪器  
实验用品



玻璃小瓶使用示例

可对100个玻璃小瓶或试管进行高速振荡，通过逆转功能进行强力搅拌。

- 主要用途**
- 通过有机溶媒进行提取
  - 液体闪烁实验的前处理
  - 各种液体的混合搅拌



① 试管使用示例

## 100个样品同时搅拌

可以将闪烁玻璃小瓶和迷你玻璃小瓶放在分区盒里，带塞试管(最大180Lmm)放进试管架中进行搅拌，从而大大提高工作效率。

## 自动逆转功能

强力搅拌和逆转功能的搭配，可在溶媒提取和液体闪烁实验的前处理中发挥巨大的作用。

## 一键式固定容器

采用棘轮式方式(PAT.P)可一键式装卸容器。

## 定时器

除长时间连续运转和逆转外，还可以通过定时器设定最大15分钟的运转。

## 搅拌均匀

通过特有的搅拌方式，能够对多个样品进行均匀且强力的搅拌。



① 静止状态



① 等级3时的搅拌



① 等级7时的搅拌

|      |  |
|------|--|
| 型号   | VIX-100                                      |
| 振荡方式 | 旋回振荡(有逆转功能)                                  |
| 振荡速度 | 约2000r/min(分级调节)                             |
| 适用容器 | 玻璃小瓶: 20ml × 100根<br>带塞试管: 最大180mm, 数量根据尺寸而定 |
| 架台尺寸 | 325 × 325mm                                  |
| 定时器  | 运转用15分钟定时器                                   |
| 外形尺寸 | 480 × 420 × 575Hmm                           |
| 重量   | 约32kg  |
| 电源   | AC100V · 2A                                  |

