

### Tissure-Tearor 手持式均质器

- ★设计轻巧，适用于0.2-1000ml样品的均质、匀浆
- ★不锈钢固定转头，容易清洗；探头均可高压灭菌
- ★5,000-35,000rpm多档速度可调
- ★可适用在口径小至0.25"的小试管或离心管(如500ul Ep管)
- ★10-30s内可将肌肉、肝脏、心脏等组织完全匀浆



货号	985370-04	985370-07	985370-14	985370-XL
工作容积(ml)	0.2-5.0	0.5-50	1.0-1000	0.5-50
转头直径(mm)	4.5	7	14	7
转头长度(cm)	4.8	8.3	13.2	10.9
是否自带支架	是	是	否	是


### BeadBeater 搅拌式研磨珠均质器

- ★可处理微生物、藻类、动植物细胞/组织等样品
- ★标配样品处理室为透明聚碳酸酯材质，坚固耐用
- ★每次处理单个样品，最大工作体积350ml (样品量1-80g)
- ★选配15ml、50ml研磨室，可处理小量样品
- ★标配含有冰水浴套，可有效降低样品温度。如选配不锈钢或铝制研磨室，降温效果更好
- ★不同样品需选配不同质地、规格的研磨珠



### Mini-Beadbeater-1 研磨珠均质器

- ★每次处理1个样品
- ★工作体积2ml，样品量100 μl 至1ml (400mg)
- ★4档振荡速度可调：2500, 4200, 4600, 4800rpm
- ★振荡时间0-5min，10s可调
- ★研磨管及不同质地、规格的研磨珠需另外订购



### Mini-Beadbeater-16 研磨珠均质器

- ★可一次处理16个0.5ml/2.0ml样品管或8个7.0ml样品管 (选配适配器)
- ★单管单样品，无交叉污染
- ★振荡速度：3450rpm，振荡时间0-5min可调
- ★3D振荡，效率高、噪音低
- ★研磨管及不同质地、规格的研磨珠需另外订购



### Mini-Beadbeater-96 研磨珠均质器

- ★一次最高处理192个样品 (2 × 96深孔板)，或者45个样品 (适用0.5ml、1.5ml, 2.0ml样品管)
- ★振荡时间0-5min可调，振荡速度：2160 rpm 或36摆次/秒
- ★“8”字型往复振荡模式，比简单的往复振荡更有效
- ★可选配低温模块，液氮浸泡预冷后进行样品处理，可有效降低样品温度，保留样品活性
- ★研磨管及不同质地、规格的研磨珠，深孔板、深孔板研磨珠添加器、深孔板封口膜、封口滚轴等需要另外订购

