



## 实验室塑料颗粒密度计报价单

报价单:

名称:	型号	规格参数:	价格:
塑料颗粒密度计	DX-300	0.005g-300g 0.001g/cm <sup>3</sup>	3600



原理: 采用阿基米德原理, 操作简单方便、测量快速、结果精准、经久耐用、经济实惠等特点。符合 GB/T 533、ISO 2781、ASTM D 297、DIN 53479、ASTM D792、ISO 1183、GB/T1033 标准;

演算公式:

视密度=(样品在空气中之重量×水密度)÷(样品在空气中之重量-样品在水中之重量)

$$D_a = (W_a \times \rho) / (W_a - W_w)$$

W<sub>a</sub>: 样品在空气中之重量

W<sub>w</sub>: 样品在水中之重量

ρ: 水密度值。

特点:

直读任何固体物质的密度值、体积、百分比

PVC 颗粒、EVA 发泡体、粉末、薄膜等皆可快速测量

操作简单、方便、测量快速

可温度补偿设定, 溶液补偿设定更人性化的操作, 更符合现场作业需求。

采用大水槽设计, 降低吊栏线的浮力所造成的误差。

采用具腐蚀性液体当媒介时, 可选购防腐蚀水槽。

配有 RS-232C 计算机接口, 可接打印机或电脑

配置专用防风防尘罩, 组合方便、坚固。

塑料密度计 橡胶密度计的规格参数:

厦门群隆仪器有限公司 联系人: 朱工 电话: 0592-5234772 手机: 181-0693-6731 QQ: 2816172923

型号: DX-300

称重范围: 0.005g-300g

数显直读: 密度(比重)、体积

测试种类: 固体、颗粒体、薄膜、浮体

测试时间: 约 5 秒

密度范围: >1、<1 皆可测试

密度解析: 0.001 g/cm<sup>3</sup>

塑料颗粒密度的标准附件:

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤滴定管、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个