

粉末冶金专用密度仪含油率测试实验



湖北某公司 铜套含油率 样品检测报告 2011/03/11

使用仪器: GH-120P

最大样品称重: 120g 密度精度: 0.0001g/cm³ 含油率: 0.01%

媒介: 水 密度: 0.99705g/cm³ (按室温 25℃时, 水的密度计算)

测试结果:

样品含油率 (%) 密度 (g/cm³)

1 19.69 6.0950

2 19.25 6.1067

3 18.64 6.1027

4 19.41 6.1082

5 19.64 6.0945

本产品测量主要是去油的时间比较久需要 3-4 分钟, 测量的时间大约只需 0.5 分钟

测量步骤:

第一步: 测量样品空重

厦门群隆仪器有限公司 联系人：朱工 电话：0592-5234772 手机：181-0693-6731 QQ：2816172923

第二步：测量样品水中重量

第三步：测量产品烧完油以后空气中重量，机器直接显示含油率

技术部：朱工 0592-5234772