

Dosys™连续分液注射器

- 采用注射器活塞推进原理，分液可靠，操作简单，可用于实验室的分液，也可用于实验室动物的药物注射
- 操作手柄有双环形和手枪式两种造型，适合不同使用者的操作习惯
- 通过套筒上清晰刻度调节分液(注射)体积，通过管道可与试剂瓶相连，也可以通过转接口直接与试剂瓶相连。Luer接口与标准Luer针头连接
- 免维护，易拆卸和清洁注射器带自锁死装置，在分液操作时不会发生容量变化
- 很高的化学防腐蚀性能
- 整个注射器可高压灭菌



简单自然力学操作 ①②

操作简单，人体工程学设计
操作手柄有双环形和手枪式两种造型即使长时间操作手指也不会疲劳

体积选择-可靠的重复性 ③

便捷的体积设定注射器带自锁死装置，在操作过程中不会发生容量变化

无O型圈设计的活塞密闭体系 ④

高精度加工的圆形活塞和活塞套筒，无需O型圈，极佳的密封效果

玻璃保护套 ⑤

标配PVC玻璃保护套（不能灭菌），保护玻璃套筒

拆装维护非常方便 ⑥

只有六个主要部件构成整个主机，方便拆卸维护



订货信息

产品类别	Dosys™ basic		Dosys™ classic		Dosys™ premium	
	手柄类别	162(双环式)	172(手枪式)	163(双环式)	173(手枪式)	164(双环式)
0.025-0.3 mL	-	-	163.05003	173.05003	-	-
0.1-0.5 mL	-	-	163.05005	173.05005	-	-
0.1-1 mL	162.0501	172.0501	163.0501	173.0501	164.0501	174.0501
0.3-2 mL	162.0502	172.0502	163.0502	173.0502	164.0502	174.0502
0.5-5 mL	162.0505	172.0505	-	173.0505	164.0505	174.0505
1-10 mL	-	172.0510	-	173.0510	164.0510	174.0510
5-20 mL	-	-	-	173.0520	-	-