

TitroLine Easy 自动电位滴定仪

- TitroLine Easy 外形轻巧，是简单快速，操作容易的自动滴定仪
- 无需复杂的参数设定，一键启动滴定
- 可承担精密液体分注工作，Ph/Mv 测量工作，滴定工作，磁力搅拌混合工作
- MET自动寻找等当点滴定；SET预设终点自动滴定；MAVU鼠标控制手动滴定，三种滴定模式可选
- 高品质电极，可选配SCHOTT ScienceLine系列滴定电极，保证滴定及测量工作的快速可靠完成
- 20ml DURAN抗紫外线滴定管，3/2-Way PTFE抗腐蚀自动阀FEP滴定管路，保证滴定及分注工作精确稳定
- 本机精确校准功能，内置2.00/4.01/6.87/7.00/9.18/10.01/12.45多个标准参数，可快速自动完成Ph/Mv及温度校准
- 套装包括:一台Easy滴定主机（20ml滴定组件），一台TM96磁力搅拌滴定台，一套FEP滴定管路，一个SCHOTT 1L试剂瓶及干燥管，一个TZ 电极支架，一根ph或Ag电极成套配套到货后十分钟即可完成安装开始工作
- TitroLine Easy具有超大型附背光照明液晶显示屏，运用“对话式”的输入画面，轻松完成程序设定
- RS232C接口，提供PC或喷墨打印机的扩充功能，可将实验数据储存或完整的列印出来
- 可选配数据下载软件，在PC上对每次测试数据进行下载和处理

应用一、终点滴定模式

```

*** device ready ***
pH endpoint  <START>
  pH = 7.0   <←><↑>
  neutral red
rinse        < F1 >
calibrate    <CAL>
Mode: EQ/EP/Man <SET>
    
```

应用二、等当点滴定模式

```

*** device ready ***
auto find (EQ) <START>
rinse          < F1 >
calibrate      <CAL>
Mode: EQ/EP/Man <SET>
    
```

应用三、手动滴定模式

```

*** device ready ***
Manual titration mode
  0.00 ml
rinse          < F1 >
Mode: EQ/EP/Man <SET>
    
```



技术参数

型号	TitroLine easy
测量范围	Ph : 0.00 to 14.00 电位 : ± 1400mV 温度 : -30 ~ +150
容量显示	0.00-999.9mL
解析度	0.01mL
滴定管	20mL Duran抗紫外线玻璃
准确度	误差0.05%
校正方式	两点或多点校正，内建8种校正液标准值，pH2.00/4.00/4.01/6.87/7.00/9.18/10.00/12.45
管路	抗紫外线FEP材质
键盘接口	DIN标准接头，可接T3680手控系统
搅拌器	可连接TM96磁力搅拌器
RS232C接口	可连接个人电脑，或序列式印表机，数据记录或资料备份
屏幕显示	64x128点阵液晶显示，附背光与明暗调整
外观尺寸/重量	134x310x205mm (WxHxD)