

Qualitips®匹配性一览表

下表给出了Qualitips®吸头和移液器之间的最佳匹配性，关于Qualitips®吸头与其他品牌移液器的匹配性，敬请登陆网站: www.socorex.com



Acura manual and Acura electro																			
815					825 / 925					835 / 935		855 / 955							
Up to 10µL	10y / 15 / 20µL	25 to 100µL	120 to 200µL	250 to 1000µL	0.1 - 2 µL	0.5 - 10 µL	1 - 10µL (Y)	2 - 20 µL	5 - 50 µL	10 - 100 µL	20 - 200 µL	100 - 1000 µL	0.2 - 2 mL	0.5 - 5 mL	1 - 10 mL	0.5 - 10 µL	5 - 50µL	20 - 200µL	40 - 350µL

Microtips, 10µL

309.0010B + R
309.0010FR
302.0020B + R
302.0010FR + AFB
302.0010GR

•					•												•		
•					•												•		
•					•	•													
• ²⁾						•													
• ²⁾						• ²⁾													

Microtips, 20µL

308.0020FS + FR
308.0020GFR

	•					•	•	• ¹⁾	• ¹⁾									• ¹⁾	
	•					•	•	• ¹⁾	• ¹⁾										

Microtips, 100µL

308.0100FR
308.0100GFR

		•						•	•									•	
		•						•	•	• ¹⁾									

Microtips, 200µL

307.0200B + R
327.0200B + R
308.0200B + R
309.0200B + R
329.0200B + R
328.0200B + R
308.0200GR
308.0200LFS + LFR

	•	•	•			•	•	•	•	•								•	•
	•	•	•			•	•	•	•	•								•	•
	•	•				•	•	•	•	•								•	•
	•	•	•			•	•	•	•	•								•	•
	•					•	•												
	•	•				•	•	•	•										
			•								•								

Microtips, 300 / 350µL

308.0350B + R
308.0300 FR + AFB + AFR

			•					•	•	•								•	•
			•							•								•	• ¹⁾

Microtips, 1000µL

307.1000B + R
309.1000B + R
319.1000B + R
318.1000B + R
309.1000FS + FR + AFB

			•								•								
			•								•								
			•								•								
			•								•								
			•								•								

Macrotips

312.02 (2 mL)
312.05 (5 mL)
312.10 (10 mL)

													•						
														•					
															•				

¹⁾ Only to max. volume of the tip

²⁾ > 2µL only

Acura® 移液器附件

Qualitips®可灭菌吸头盒



可灭菌吸头盒中不带吸头

产品描述	包装	订货号
10µL 吸头用吸头盒 装配 309.0010B吸头	10 / pk	309.0010ER
10µL 吸头用吸头盒 装配302.0020B吸头	10 / pk	302.0020ER
200µL 吸头用吸头盒 装配328.0200B吸头	10 / pk	328.0200ER
350 µL 吸头用吸头盒 装配308.0350B吸头	10 / pk	308.0350ER
1000µL 吸头用吸头盒 装配319.1000B吸头	8 / pk	319.1000ER
10 mL吸头用吸头盒 装配312.10吸头	4 / pk	312.10ER

加样槽

适合单通和多道移液器，各种形状，不同容量，可以满足客户的不同需求，330.01和330.01L为Pp材料制作，可高压灭菌，可与多通道移液器完美配合。330.08.9和330.12.9为Ps材料制作，无菌包装，分别适合8道和12道移液器



产品描述

尺寸mm	体积	颜色	形状	盖子	材质	灭菌	包装	订货号
58x132x25	70 mL	Natural	V-shaped	No	PP	No	20/ pack	330.01
83x121x34	125 mL	Natural	V-shaped	Hinged	PP	No	20/ pack	330.01L
83x126x13	40 mL	White	8-channel	No	PS	Yes	10x 1/ pack	330.08.9
83x126x13	40 mL	White	12-channel	No	PS	Yes	10x 1/ pack	330.12.9

玻璃移液管

适合 Acura®manual/835, Acura®electro 935 大容量移液器，需要相应的适配器，形状:150 x 7 mm

产品描述	规格(LxΦmm)	包装	订货号
玻璃巴斯德管, 2 mL	150x7	250/ pk	313.02



麦管吸头(Straw tips)

麦管吸头适合于Acura®manual/810稀释移液器，细长(190 x 4 mm)形状可以从Stomacher 拍打均质器样品袋中吸取样品，25支/袋，已灭菌，封装在可再封的无菌袋中

产品描述	规格(LxΦmm)	包装	订货号
麦管, 1.1mL	190x4	40x25/ pk	313.1119.40
麦管, 2.2mL	240x4	40x25/ pk	313.2224.40
麦管, 5mL	180x6.5	30x10/ pk	313.5018.30



移液器过滤嘴

对于大容量移液器, 为防止液体渗透和崩溅进入吸嘴套管, 可以选择下面的移液器吸嘴, 过滤嘴可以互换, 没有灭菌, 也不可以高压灭菌

产品描述	包装	订货号
Fits	Filter mat.	
Acura®manual 810	PE	100/ pack 322.810
Calibra®digital 832, 2 mL	Cellulose	250/ bag 322.02
Acura®manual 835, 2&5 mL	Cellulose	250/ bag 322.05
Acura® electro 935, 5 mL	Cellulose	250/ bag 322.05
Calibra®digital 832, 10 mL	PP fibres	100/ bag 322.10
Acura®electro 935, 10 mL	PP fibres	100/ bag 322.10

