



分批次注射移液



多通道连续分液



无菌培养基分装



过滤操作



液体回收(带多头分配器)

Dosys™连续分液注射器可选附件



客户可以选择各种试剂瓶固定套装，实现不同的进样方式

产品描述	包装	订货号
各种试剂瓶固定套装 适合163,173系列	1set	1.187.1C
60 mL PP瓶	1/pk	1.187.060*
125 mL PP瓶	1/pk	1.187.125*
250 mL PP瓶	1/pk	1.187.250*
*PP瓶适配器 如选用PP瓶，此适配器为必选项	1/pk	187.613



废液吸取套件
(请选用强化密封套件)

产品描述	包装	订货号
反向废液吸取套件 (适合164,174系列)	1set	1.170.952
直径45的瓶盖,带 管路及出口过滤器	1/pk	1.170.945



强化密封套件

在需要特殊密封的情况下，如过滤，吸取废液时，可以选择特殊玻璃管和带密封圈的活塞

产品描述	包装	订货号
5 mL注射器管,带 密封圈的2塞套件	1set	1.170.205
5 mL注射器管	6/pk	0187.05T

Dosys™ basic 162/172

分批自动吸液
不含配液阀门
标准套装: 注射分液器, PVC保护套管, 操作说明书

Dosys™ classic 163/173

自动连续吸液
内嵌配液阀门
标准套装: 注射分液器, 1m硅胶进液管, 重坠, PVC保护套管,
自动吸液移液套装, 操作说明书

162/172/163/173液体接触部分材料

进样管: 硅胶管
注射器管: 硼硅玻璃
活塞: DIN 304不锈钢
阀门系统: Ni-Cr-Cu合金
其他: PTFE

Dosys™ premium 164/174

自动连续吸液
可拆卸配液阀门
强化防腐性能
标准套装: 注射分液器, 1m硅胶进液管, 重坠, PVC保护套管,
自动吸液配液套装, 操作说明书

液体接触部分材料
进样管: 硅胶管
注射器管: 硼硅玻璃
活塞: DIN 316L不锈钢
阀门系统: DIN 316L不锈钢
其他: PTFE

