

## Exact-Temp工作温度监测仪

优莱博提供的精准监测温度计，使用于连续精确监测冷库冰箱，培养箱，超低温冰箱，干燥箱等封闭型实验室设备的实际工作温度。

- 温度测量精确，满足各种国际标准要求，可以提供各种证书
- 可以提供各种形式的温度计：数显温度计，有机液体温度计，水银温度计等
- 可以为温度计包裹安全封套，确保即使玻璃破碎，内充物也不会洒落，订货详细请单独咨询
- 磁性贴片，可以将温度计贴附在箱壁上
- 带工厂证书No.: ...../03
- 带DAkkS校准证书: No.: ...../04



应用领域	订货号	型号	测量范围 °C	最小分度 °C	精度 °C	长度 Mm	温度计 内充物	瓶体溶剂级材质	恒温缓冲瓶内充物
<b>有机液体温度计</b>									
超低温冰箱	70 001 11	ULF-010S	-90 to +20	1.0	± 2	180	red	60 ml, PETG	Sand
低温冰箱	70 101 11	F-100-01S-	25 to -5	0.1	± 0,2	235	blue	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 001 12	F-010-1S	-30 to 0	0.5	± 1	130	red	30 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
冰箱	70 101 12	R-200-01S	-2 to +10	0.1	± 0,2	230	blue	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 001 14	R-020-1S	-5 to +15	0.5	± 1	130	rot	30 ml, PETG	Ethylenglykol-Gemisch
冷库冰箱	70 001 13	BB-100S	-5 to +20	0.5	± 1	150	red	250 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 101 13	BB-210-01S	-2 to +10	0.1	± 0,2	230	blue	250 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
培养箱	70 101 14	I-300-01S	+15 to +30	0.1	± 0,2	180	blue	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 001 15	I-030-1S	+18 to +50	0.5	± 1	130	red	30 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 101 15	I-310-01S	+25 to +45	0.1	± 0,2	190	blue	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
干燥箱	70 001 16	OV-070S	+20 to +130	1.0	± 2	135	red	30 ml, PC	Vermiculite
	70 001 17	OV-080-S	+35 to +200	1.0	± 2 (> 100°C: ± 3)	180	red	60 ml, PFA	Vermiculite
	70 101 16	OV-700S	+50 to +115	0.5	± 1°C	240	blue	60 ml, PC	Vermiculite
<b>水银温度计</b>									
低温冰箱	70 101 43	F-100-01	-25 to -5	0.1	± 0,1	210	Hg	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 001 43	F-010-1	-30 to 0	0.5	± 0,5	110	Hg	30 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
冰箱	70 001 44	R-020-1	-5 to +15	0.5	± 0,5	120	Hg	30 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 101 44	R-200-01	-2 to +10	0.1	± 0,1	180	Hg	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
冷库冰箱	70 101 45	BB-210-01	-2 to +10	0.1	± 0,1	180	Hg	250 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 101 46	I-300-01	+15 to +30	0.1	± 0,1	180	Hg	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
培养箱	70 001 45	I-030-1	+18 to +50	0.5	± 0,5	130	Hg	30 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
	70 101 47	I-310-01	+25 to +45	0.1	± 0,1	190	Hg	60 ml, PETG	Ethylene glycol mixture
干燥箱	70 001 46	OV-070	+20 to +130	1.0	± 1	135	Hg	30 ml, PC	Vermiculite
	70 001 47	OV-080	+35 to +200	1.0	± 1 (> 100°C: ± 1,5)	180	Hg	60 ml, PFA	Vermiculite
	70 101 48	OV-700-01	+95 to +115	0.1	± 0,1	200	Hg	60 ml, PC	Vermiculite

## Exact-Temp 工作温度数字式监测仪

优莱博提供的精准监测温度计，使用于连续精确监测冷库冰箱，培养箱，超低温冰箱，干燥箱等封闭型实验室设备的设计工作温度。

温度计分辨率：0.1°C；精度：± 0,5°C

应用领域	订货号	测量范围(°C)	校准温度点(°C)	瓶内内充物
低温冰箱	63927	-50 to 70	-20	Ethylene glycol mixture
冰点仪	63801	-50 to 70	0	Ethylene glycol mixture
冰箱	63893	-50 to 70	4	Ethylene glycol mixture
培养箱、水浴	63894	-50 to 70	37	Ethylene glycol mixture
室温	63895	-50 to 70	21	Ethylene glycol mixture