

## 接种针旋转进样器

手动 / 自动接种针旋转进样器，适用于微生物，细胞生物学和生物技术实验室的接种针 / 环连续，快速，准确灭菌

适合所有 Wiggins-Fuego 本生灯，安装简单方便，节省空间，特别适合空间有限的洁净工作台

严格程序化操作，保证灭菌操作效果和实验的重复性，同时有助于节省燃料

使用自动接种针旋转进样器，所有灭菌任务自动完成，大大提高工作效率，内置探测器自动识别接种针的离位和在位，自动旋转完成灭菌

### 技术参数

型号	Ecoloop	Autoloop Pro
订货号	8.000.350	8.000.400
控制模式	手动	微电脑控制
操作模式	手动	全自动
循环接种支架	1~4	1~4, 光探测支架
灭菌时间	--	1~15 秒
冷却时间	--	1~45 秒
显示	--	LED
报警提示	--	LED 闪烁
自动关机功能	--	有, 15 min / 1hrs
控制方式	手动	按钮 / 脚踏板
旋转方向的调节	左右可调	左右可调
其他特点	--	两种火焰杀菌强度可选择; 两种接种环灭菌后冷却时间可选, 接种环的冷热状态有 LED (红色和绿色) 提示
材质	不锈钢	不锈钢
尺寸 (mm)	120 x 150 x 395	135x180x305
质量 (g)	1800	1200



### 可选附件

#### Autoloop<sup>PRO</sup> 保护套

订货号：6.000.210



#### 接种环夹持器

不锈钢材质，长柄直径 0.6-1mm  
长度 245mm，订货号：6.000.360



#### 接种环

不锈钢材质，环柄直径 0.6mm  
环直径 1mm，订货号：6.000.371  
环直径 3mm，订货号：6.000.373  
环直径 5mm，订货号：6.000.375

