

Pultton 超微量核酸蛋白分析仪





## P100+超微量核酸蛋白分析仪


主要优势：

功能强大，标配超微量/比色皿

检测范围广，0.1-15000ng/ul ( ds DNA )



标配加热和搅拌功能，可进行蛋白质、细胞、菌液、酶动力学检测  
客户可自由添加所需染料进行检测，如Cy3、Cy5、Alexa Fluor 488/546/555/  
594/647/660等



## P200+超微量核酸蛋白分析仪

### 主要优势：

图标显示，直观明朗

触屏操作，方便快捷

自动检测功能

标配数据保存功能

USB接口，可连接打印机等设备



dsDNA



ssDNA



RNA



BSA



1Abs=1mg/ml



IgG



BCA



Lowry



Bradford



UV-Vis



Cell Cultures



Kinetics



## 微量检测

样品体系	0.5-1.5 ul
光路径	0.5/0.05 mm
光源	氙闪灯
波长范围	190-840 nm
波长准确度	1 nm
光吸收精度	0.002 Abs ( 1 mm光径 )
光吸收准确度	±2% (at 0.674(1mm) at 350 nm)
光吸收范围	0.004-300
检测下限	0.1 ng/ul
检测上限	15000 ng/ul
检测时间	< 3 s

## 常量检测

检测器	2048位CCD阵列
比色皿高度	8.5 mm
光程	10/5/2/1 mm
加热温度	37 ± 0.5°C
搅拌速度	150/700 rpm
检测范围	0.4-750 ng/ul ( dsDNA )
检测时间	< 3 s
工作电压	12 V
功率	15 w ( 工作 ) ; 1.5 w ( 待机 )
尺寸	14.5 x 21 cm
重量	2.5 kg

## 北京五洲东方科技发展有限公司

### 北京总公司

北京市海淀区北四环中路265号  
邮编: 100083  
电话: 010-82388866  
传真: 010-82388989

### 上海分公司

上海市静安区愚园路546号4号楼4层(411-417)  
邮编: 200040  
电话: 021-62263938/69/79  
传真: 021-62263225

### 广州分公司

广州天河区建中路66号佳都商务大厦东塔603  
邮编: 510665  
电话: 020-38373203/20/23  
传真: 020-38371123

### 成都分公司

成都市人民南路四段12号华宇蓉国府804、805室  
邮编: 610061  
电话: 028-85097222/3447  
传真: 028-85091399

[Http://www.ostc.com.cn](http://www.ostc.com.cn)

E-mail:[info@ostc.com.cn](mailto:info@ostc.com.cn)

客服专线: 400-011-3699