

Titan 水分测定仪

SCIENTIFIC LAB

Titan水分测定仪系列产品由上海泰坦科技股份有限公司（简称：泰坦科技）与上海化工研究院联合研制而成。上海化工研究院自上世纪80年代伊始，主持制定GB6283-1986《化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法(通用方法)》国家标准，下属上海化工研究院仪表厂成为国内第一家生产水分测定仪的国内生产厂商。泰坦科技（Titan）参与研发的TKF系列，在原有基础上进行革新升级，使检测更高效、准确、快捷，可广泛应用于测定化工、溶剂、油品、医药、皮革、涂料、染料、化肥、建材、装饰材料以及其它产品中的水份含量测定，为用户的检测提供了先进简便、可靠准确的工具。



- ✔ 超宽检测范围
- ✔ 手动/全自动
- ✔ 性价比之王
- ✔ 一年免费维修
- ✔ 终身维护
- ✔ 国内水分仪“鼻祖”



型 号	TKF-1	TKF-1B
探索编号	06004760	06004761
测量范围	30×10 ⁻⁶ ~ 100% 常用: 0.1% ~ 10%	30×10 ⁻⁶ ~ 100%
稳 定 性	±1μA/10min	—————
重 复 性	≤5%	—————
标准偏差	≤3%	≤3%
电源电压	交流220±22V	交流220±22V
外形尺寸	335×260×130	335×260×130
仪器重量	7Kg	6Kg

产品特点

- a. 采用卡尔·费休水份分析方法（经典方法），分析数据准确可靠，用“永停法”来确定终点；
 - b. 电路设计合理、使用方便，性能可靠；
 - c. 电磁搅拌器采用直流电机无级调速，搅拌速度可以任意调节；
 - d. 采用全自动滴定管，可通过加压方式为滴定管自动补液归零；
 - e. 滴定系统采用标准磨口，便于不同容量规格的滴定管互换使用；
 - d. 用通过干燥的空气加压排除反应瓶中废液，操作方便，整个操作在密闭系统中进行，安全可靠。
- a. 采用了先进的集成电路及微机控制电路，使仪器实现了智能化；
 - b. 增设了近终点报警提示功能，避免因过量而影响准确性；
 - c. 采用全自动滴定管，可通过加压方式为滴定管自动补液归零；
 - d. 增加了自动计算功能，操作简便高效；
 - e. 采用了贴模式面板、数显指示、键盘对话，外型美观，操作方便。

订购电话：400-600-9262

订购网址：www.tansoole.com

上海泰坦科技股份有限公司

- ✔ 下载产品样本
- ✔ 与PC端同步
- ✔ 微信下单
- ✔ 订单实时查询



微信服务号：泰坦搜索平台
微信号：tansuopingtai

TKF-4

技术指标:

探索编号: 06004762	测量范围: 10×10^{-6} - 100%
测量方式: 容量滴定法	灵敏度: 10×10^{-6}
滴定最小进给量: 0.005ml	滴定管容量: 20ml
重复性 (RSD) (%): $\pm 1\%$	电源电压: 交流220V
外型尺寸: 260×330×170mm	仪器重量: 3.0Kg

产品特点:

- 全程微电脑控制, 自动测定; 测量速度快, 精确度高, 重复性好;
- 采用先进的精密计量泵、三通切换阀;
- 液路用特殊材料, 耐腐蚀, 系统密封性好;
- 自动吸液、自动注液、自动排废液;
- 数据存储功能, 测量结果可传输至电脑; 多档搅拌控制; 具有回液功能;
- 超大液晶屏, 显示界面友好, 实时显示测量进程, 操作简便;
- 全塑机身, 流线造型, 简洁美观;
- 可选汉字微型打印机。

TKF-4



探索价: ¥22425 市场价: ¥29900

容量法卡尔费休试剂双组份滴定液

品牌	商品编号	纯度	等级	规格	探索价格
Adamas	01134024	No pyridine $F \geq 1$	KFR-T01	500ml	124
Adamas	01134025	No pyridine $F \geq 2$	KFR-T02	500ml	124
Adamas	01134026	No pyridine $F \geq 3$	KFR-T03	500ml	124
Adamas	01134027	No pyridine $F \geq 5$	KFR-T04	500ml	145
Adamas	01134028	No pyridine $F \geq 5$	KFR-T05	500ml	134
Adamas	01134029	No pyridine $F \geq 3$	KFR-T06	500ml	134
Adamas	01134030	contain pyridine ≥ 3	KFR-T08	500ml	134
Adamas	01134031	含吡啶测醛酮 $F \geq 3$	KFR-T10	500ml	134

容量法卡尔费休试剂双组份溶剂

品牌	商品编号	纯度	等级	规格	探索价格
Adamas	01229134	Solvent	AR	500ml	134
Adamas	01229165	Solvent No pyridine $F \geq 3$	AR	500ml	124
Adamas	01229166	Solvent No pyridine $F \geq 2$	AR	500ml	124
Adamas	01229167	Solvent No pyridine $F \geq 3$	AR	500ml	134
Adamas	01229168	Solvent contain pyridine $F \geq 3$	AR	500ml	134
Adamas	01229170	Solvent No pyridine $F \geq 5$	AR	500ml	145
Adamas	01229171	Solvent No pyridine $F \geq 1$	AR	500ml	124
Adamas	01229169	Solvent 含吡啶测醛酮 $F \geq 3$	AR	500ml	134

容量法卡尔费休试剂单组份滴定液

品牌	商品编号	纯度	等级	规格	探索价格
Adamas	01134032	No pyridine $F \geq 1$	KFR-01	500ml	228
Adamas	01134033	No pyridine $F \geq 2$	KFR-02	500ml	228
Adamas	01134034	No pyridine $F \geq 3$	KFR-03	500ml	228
Adamas	01476214	No pyridine in aldehydes and ketones $F \geq 5$	KFR-04	500ml	248
Adamas	01134035	No pyridine $F \geq 5$	KFR-04	500ml	248
Adamas	01134036	No pyridine $F \geq 5$	KFR-05	500ml	248
Adamas	01134037	No pyridine $F \geq 3$	KFR-06	500ml	248
Adamas	01134038	contain pyridine $F \geq 3$	KFR-08	500ml	228
Adamas	01134039	contain pyridine $F \geq 3$	KFR-10	500ml	248
Adamas	01377193	No pyridine in aldehydes and ketones $F \geq 1$		500ml	248