

Julie C2/Julie C3/Julie C5/Julie Z9 乳成份分析仪

Julie C8 全自动牛奶分析仪

Julie C8 牛奶分析仪应用:

乳成分分析, 研究室, 实验室

Julie C8 牛奶分析仪产品简介:

此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的 9 项指标, 是乳品分析实验室或科研中心的最好选择。

Julie C8 牛奶分析仪特点:

特殊技术传感器保证检测精确度

铝制外壳

LCD 显示屏, 4 行 20 个字符显示

详细的操作目录

内置专业 pH 计

内置热敏打印机, 可打印检测数据, 也可关闭该功能

自动开启功能: 只需把样品放置吸管处, 不需要按键任何按钮, 直接自动检测

内置过滤器, 保证仪器检测精确

可连接到电脑

根据客户要求标定奶品类型: 动物奶, 母乳和豆奶

免费标定一次

自动清洗

适用于大型牛奶生产企业, 实验室, 研究所等

适用于各种类型动物奶



Julie C8 牛奶分析仪技术参数:

所有参数准确率: $\pm 0.01\%$

检测范围		技术参数	
脂肪	0% - 25%	取样量	5-12 ml.
蛋白质	0% - 15%	分析时间	60 sec.
乳糖	0% - 20%	温度	5 - 30° C
非脂乳固体	0% - 50%	湿度	0 - 80% RH
固体	0% - 10%	数据传输口	RS 232 port
密度	1000-1200 kg/m ³	电源	110/230VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
加水率	0% - 100%	功率	40W
冰点	-0,400 t o -0,700° C	尺寸	H=310 mm, W=270 mm, D=270 mm
样品温度	5 - 30° C	重量	5.2 kg
pH	0-14pH		

精度		配置清单	
脂肪	±0.02%	牛奶分析仪	
蛋白质	±0.02%	220V 电源供应	
乳糖	±0.02%	电脑连接线	1 根
非脂乳固体	±0.05%	取样杯	1 个
固体	±0.02%	热敏打印机打印纸	1 卷
密度	±0,3 kg/m3	废水容器	1 个
加水率	±1%	备用软管	1 根
冰点	0,005 ° C	清洗浓缩液	1 瓶
pH	±0.02%pH	操作手册	
		pH 计探头	
		pH 溶液	
		软件 CD	

单位名称：南京欧熙科贸有限公司

单位地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

邮政编码：210018

联系电话：025-86465277，52613764

联系传真：025-52613794

联系人：张海霞：13913028277

邮 箱：13913028277@163.com

公司网址：www.njoxycn www.njoxycn.com.cn