

Julie C2/Julie C3/Julie C5/Julie C8/Julie Z9 全自动牛奶分析仪

Julie C3 牛奶分析仪介绍:

产品特性: 乳品成分检测, 畜牧业, 乳品加工业

Julie C3 型牛奶分析仪是 Scope 的一种高级专业牛奶分析仪器可检测出牛奶掺水新型 C3 是一种高级牛奶分析仪。它使用了 Scope 公司经过一年多开发的新一代测量模块, 性能优异。

Julie C3 牛奶分析仪特点:

铝制外壳

LCD 显示屏, 4 行 16 个字符显示

自动启动仪器

内置模块自动校准仪器

声音控制

可连接到电脑

根据客户要求选定热敏打印机

根据客户要求标定奶品类型: 动物奶, 母乳和豆奶

免费标定一次

自动清洗

适用于各种类型动物奶



Julie C3 牛奶分析仪参数:

所有参数准确率: $\pm 0.02\%$

检测范围		技术参数	
脂肪	0% - 15%	取样量	5-12 ml.
蛋白质	0% - 8%	分析时间	65 sec.
乳糖	0% - 7%	温度	5 - 30° C
非脂乳固体	0% - 15%	湿度	0 - 80% RH
固体	0% - 5%	数据传输口	RS 232 port
密度	1000-1200 kg/m ³	电源	110/230VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
加水率	0% - 100%	功率	30W
冰点	-0,400 t o -0,700° C	尺寸	H=280 mm, W=170 mm, D=245 mm
样品温度	5 - 30° C	重量	3,1 kg

精度		配置清单	
脂肪	±0.04%	牛奶分析仪	
蛋白质	±0.03%	220V 电源供应	
乳糖	±0.03%	电脑连接线	1 根
非脂乳固体	±0.05%	取样杯	1 个
固体	±0.03%	废水容器	1 个
密度	±0,3 kg/m ³	备用软管	1 根
加水率	±2%	清洗浓缩液	1 瓶
冰点	0,005° C	操作手册	
		软件 CD	

单位名称：南京欧熙科贸有限公司

单位地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

邮政编码：210018

联系电话：025-86465277，52613764

联系传真：025-52613794

联系人：张海霞：13913028277

邮箱：13913028277@163.com

公司网址：www.njoxycn.com www.njoxycn.com