

# 微孔板封膜机 低温型

## PS-901L

无法挑选 96well · 384well · 1536well 的 well 数值。无法挑选 PP · PS 等的板材。

微孔板上放置密封膜，仅按开始 SW 按钮。

在事前设定的按压温度与按压时间状态下，能够完全粘合密封。



### 特 长

- ◎ 粘结温度比以往低达 50°C!
- ◎ 使用高能量型低温易剥离膜 LEP-100S !
- ◎ 能够简便密封各种微孔板。
- ◎ 不输歪斜、凹凸的能量。
- ◎ 经密封的微孔板由于没有试样的蒸发，适合保存及搬运。
- ◎ 由于按照完全吻合的尺寸进行密封，密封后的微孔板能够重合。
- ◎ 由于密封膜按最适尺寸裁剪，无切屑的产生。
- ◎ 廉价的运营成本。

### 规 格

- 产 品 名 称 : 微孔板封膜机 PS-901L
- 处 理 时 间 : 每 1 张需 5~30 秒
- 密封膜的放置 : 手动放置
- 加 热 温 度 : 室温~200°C 任意设定
- 加 热 时 间 : 0.1 秒~10 秒 任意设定
- 按 压 方 法 : 使用发动机按压 (去除空气)
- 开 始 方 法 : 面板开关
- 安 全 构 造 : 过热防止构造
- 密 封 膜 : 片装 LEP-100S ( 100 片装)
- 尺 寸 : W255×D240×H390
- 重 量 : 20Kg
- 电 源 : AC100V 300W

中国代理 YANACO

亚那科(北京)检测仪器贸易有限公司

北京市朝阳区霞光里 15 号霄云中心 B 座 1807 TEL: 010-8446-3035

<http://www.yanaco.com.cn>

制造商

MICRONIX 株式会社