

技术规格

项目	通道数	量程	可变量	测试容量	系统误差	随机误差
mLINE® 手动移液器	1	0.5-10 µl	0.01 µl	10 µl	1.00 %	0.60 %
				5 µl	1.50 %	1.00 %
				1 µl	2.50 %	1.50 %
mLINE® 手动移液器	1	2-20 µl	0.02 µl	20 µl	0.90 %	0.40 %
				10 µl	1.20 %	1.00 %
				2 µl	3.00 %	2.00 %
mLINE® 手动移液器	1	10-100 µl	0.10 µl	100 µl	0.80 %	0.15 %
				50 µl	1.00 %	0.40 %
				10 µl	2.00 %	1.00 %
mLINE® 手动移液器	1	20-200 µl	0.20 µl	200 µl	0.60 %	0.15 %
				100 µl	0.80 %	0.30 %
				20 µl	2.00 %	0.80 %
mLINE® 手动移液器	1	100-1000 µl	1.00 µl	1000 µl	0.60 %	0.20 %
				500 µl	0.60 %	0.20 %
				100 µl	1.00 %	0.40 %
mLINE® 手动移液器	1	500-5000 µl	10.0 µl	5000 µl	0.50 %	0.20 %
				2500 µl	0.60 %	0.30 %
				500 µl	2.00 %	0.60 %
mLINE® 手动移液器	8	30-300 µl	0.20 µl	300 µl	0.60 %	0.25 %
				150 µl	1.00 %	0.50 %
				30 µl	2.00 %	1.00 %

以上系统误差 (不准确度) 和随机误差 (不精确度) 数据根据EN ISO 8655在使用Sartorius移液器吸头时测得。

赛多利斯科学仪器 (北京) 有限公司

E-mail: info.cn@sartorius.com

销售咨询电话: 800 810 0124

客服中心电话: 400 610 0856 | 800 810 0856

北京

地址: 北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号

邮编: 101300

电话: +86.10.8042.6300

传真: +86.10.8042.6551

上海

地址: 上海市浦东新区金科路4560号1号楼北楼三层

邮编: 201210

电话: +86.21.6878.2300

传真: +86.21.6878.2882

广州

地址: 广州市先烈中路80号汇华商贸大厦23楼K单元

邮编: 510070

电话: +86.20.3761.7284 | +86.20.3761.8575

传真: +86.20.3761.6234

成都

地址: 成都市上东大街53号新良大厦2406室

邮编: 610012

电话: +86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877

传真: +86.28.8666.6977

武汉

地址: 武汉市东湖高新技术开发区常青藤路翰景苑B座1304室

邮编: 430074

电话: +86.27.8732.2667

传真: +86.27.8664.4956

西安

地址: 西安市和平路118号和平银座1107室

邮编: 710001

电话: +86.29.8751.2305

传真: +86.29.8751.2332

哈尔滨

地址: 哈尔滨市道外区景阳街401号1单元19楼5号

电话: +86.451.8833.1049

传真: +86.451.8833.1049

技术规格如有更改, 恕不另行通知。本公司保留最终解释权 and 修改权。
出版号: SUI1505av13091 订单号: 85037-542-38 版本: 01 | 2013

mLINE® Multipacks 移液器组合装



www.sartorius.com

turning science into solutions

最符合人体工程学的手动移液器。 质优价廉，是您的不二选择！

- 五种mLINE®移液器组合满足您的各种需求
- 每套组合装包括3-5支mLINE®手动移液器、一个倾斜支架及适配吸头
 - 用更具杰出准确度、精确度和高度人体工程学设计的新型移液器取代现有移液器
 - 用新型高品质移液器为每位研究人员创建新的移液工作站

订购编号
LH-725661

组合装内容
mLINE® 移液器3支装10

-mLINE® 移液器: 0,5-10 µl、10-100 µl、100-1000 µl
-Sartorius Optifit 盒装吸头: 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 10-1000 µl
-倾斜支架



订购编号
LH-725662

组合装内容
mLINE® 移液器 3支装 20

-mLINE® 移液器: 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
-Sartorius Optifit 盒装吸头: 0.5-200 µl, 10-1000 µl
-倾斜支架



订购编号
LH-725663

组合装内容
mLINE® 移液器 4支装

- mLINE® 移液器: 0.5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头: 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 10-1000 µl
- 倾斜支架



订购编号
LH-725665

组合装内容
mLINE® 移液器 3+1组合装

- mLINE® 移液器: 0.5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
和8道30-300 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头: 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- 倾斜支架



订购编号
LH-725664

组合装内容
mLINE® 移液器5支装

- mLINE® 移液器: 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头: 0.5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- 倾斜支架



mLINE® - 轻而易举的精准
Sartorius Biohit family 最先进的手动移液器—mLINE®—为您提供杰出的人体工程学、卓越的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的最佳选择，可以防止手、臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

人体工程学
-极轻的移液力和吸头弹出力可以保护您免受重复性劳损 (RSI) 的困扰
-符合人体工程学的指钩设计让您可以轻松地将移液器握于掌中

性能
-内部元件的隔热性能保证了取样温度的稳定性，即使长时间连续移液也能同样保证高度准确和可重复的结果
-易于使用的校准功能可以让您针对不同密度的液体进行快速校准，从而确保了各种液体移液的准确性

安全性
-安全圆锥过滤器和整支高温灭菌 (蒸汽灭菌) 将污染风险降至最低
-容量锁定装置可以避免在移液过程中出现意外的容量变化，从而获得准确无误的结果