




# F10-AR

## 薄膜分析仪




F10-AR 让自动检测镜片涂层变得容易快速

厚度（硬涂层厚度测量升级软件）	
测量范围*:	0.2-15 微米
准确度*:	0.4%或 0.01 微米之间较大者
精度*:	高于 0.001 微米
光谱仪	
波长范围:	380-1050 纳米
准确度:	< 0.5 纳米
波长可重复性:	0.1 纳米
光度准确度:	0.01 埃
噪音:	< 0.0002 A 埃均方根
散射光:	500 纳米处<0.25%

基本要求	
斑点尺寸:	100 微米
光源:	钨卤素灯
电源:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 20W
电脑要求	
处理器速度:	至少 1GHz
接口:	USB2.0
操作系统	
PC:	Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)
Mac:	OS X Lion/Mountain Lion

\*取决于材料



优尼康科技有限公司

— Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc