



sartorius

## ■ ePET 电动移液器

设计紧凑和经济实用的首选

ePET电动移液器提供了容易和可承受的电子移液方法。ePET使用直接充电系统，不需要充电支架，是一种性价比很高的选择！

ePET有量程范围覆盖从0.2-5000 $\mu$ l的单道型号和0.2-1200 $\mu$ l的多道型号。

### □ 功能和优势



## 性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	测量体积 (μl)	系统误差 (%)	随机误差 (%)	安全圆锥过滤器 标准型	增强型	Optifit 吸头 (μl)	SafetySpace™ 滤芯吸头 (μl)
710521ET	1	● 0.2-10 μl	0.10	10 5 1 0.2	0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 %	0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 %	-	-	10	10
710011ET	1	● 5-100 μl	1.00	100 50 10 5	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 %	0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 %	-	-	300	100
710021ET	1	● 50-1000 μl	5.00	1000 500 100 50	0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 %	721006	721016	1000	1000
710041ET	1	● 50-1200 μl	5.00	1200 600 120 50	0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 %	0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 %	721006	721016	1200	1200
710501ET	1	● 100-5000 μl *1	50.0	5000 2500 500	0.50 % 0.80 % 0.80 %	0.15 % 0.20 % 0.30 %	721006	721016	5000	-
710201ET	8	● 0.2-10 μl	0.10	10 5 1	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	10	10
710211ET	8	● 5-100 μl	1.00	100 50 10 5	0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	300, 350	100, 200, 300
710221ET	8	● 25-250 μl	5.00	250 125 25	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	350	300
710801ET	8	● 50-1200 μl	10.0	1200 600 120 50	0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	1200	1200
710301ET	12	● 0.2-10 μl	0.10	10 5 1	0.90 % 1.50 % 4.00 %	0.50 % 0.80 % 4.00 %	-	-	10	10
710311ET	12	● 5-100 μl	1.00	100 50 10 5	0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 %	0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 %	721014	-	300, 350	100, 200, 300
710321ET	12	● 25-250 μl	5.00	250 125 25	0.40 % 0.60 % 1.50 %	0.15 % 0.20 % 1.00 %	721014	-	350	300
710811ET	12	● 50-1200 μl	10.0	1200 600 120 50	0.80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 %	0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 %	721006	721016	1200	1200

\*注意：P 模式中的最小容量为 500 μl。d 模式中可为 100 μl。

这些规格是在严格控制条件下 (ISO 8655) 所得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作，规格如有改变，恕不另行通知。

## 移液模式

主要模式	附加模式 混合 (*)
移液 (P)	✓
多次分液 (d)	
稀释 (dd)	✓

## 支架和配件

产品编号	项目
725620	倾斜支架 (不带充电功能)
711002	ePET 替换电池



◀ [www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)  
turning science into solutions

[www.sartorius.com.cn](http://www.sartorius.com.cn)  
E-mail: [info.cn@sartorius.com](mailto:info.cn@sartorius.com)  
热线电话: 4009209889 | 8008209889

赛多利斯科学仪器 (北京) 有限公司  
地址: 上海市浦东新区金科路 4560 号 1 号楼北楼三层  
邮编: 201210  
电话: +86.21.6878.2300  
传真: +86.21.6878.2882