



### CryoELITE 冻存瓶

- 卓越的瓶盖密封性超过了 DOT 和 IATA 的标准，最大限度地保护了在运输和融化操作过程中的样品
- 可选的二维条形码输入提供了单一的鉴定标识
- 底部的结构方便二维码扫描
- 采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造
- 多重认证确保无 RNA/DNA 酶，无内毒素、无热原，确保样品安全
- 彩色识别帽

### 底端插入的二维条形码

购买 CryoELITE 冻存瓶时，可购买二维条形码插入底端直接作为样品的代码  
二维码可以直接牢固锁定在底部

订货号	容量 (mL)	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高度 (mm)	包装数量
<b>CryoELITE 冻存瓶内螺纹口</b>						
W985915	1.2	自然色	有	是	12×40	500
W985902	2	自然色	有	否	12×50	1000
W985903	2	自然色	无	否	12×50	1000
W985922	2	自然色	有	是	12×50	500
W985916	2	白色	有	是	12×50	500
W985917	2	红色	有	是	12×50	500
W985918	2	粉色	有	是	12×50	500
W985919	2	黄色	有	是	12×50	500
W985920	2	绿色	有	是	12×50	500
W985921	2	蓝色	有	是	12×50	500
W985923	3	自然色	有	是	12×63	500
W985924	4	自然色	有	是	12×77	500
W985925	5	自然色	有	是	12×91	500
<b>CryoELITE 冻存瓶外螺纹口</b>						
W985874	0.5	白色	有	是	12×49	500
W985862	1.2	自然色	有	是	12×37	500
W985852	2	自然色	有	否	12×49	1000
W985853	2	自然色	有	否	12×49	1000
W985872	2	自然色	有	是	12×49	500
W985863	2	白色	有	是	12×49	500
W985864	2	红色	有	是	12×49	500
W985865	2	粉色	有	是	12×49	500
W985866	2	黄色	有	是	12×49	500
W985867	2	绿色	有	是	12×49	500
W985868	2	蓝色	有	是	12×49	500
W985869	3	自然色	有	是	12×63	500
W985870	4	自然色	有	是	12×78	500
W985871	5	自然色	有	是	12×93	500

订货号	规格 / 描述	个 / 箱
W985880	无菌	500
W985881	未灭菌	500

### CryoELITE 圆底冻存 / 离心瓶

- 精确的圆底设计使得瓶子最大可承受 17000G 的相对离心力
- 旋盖可以轻松地用一只手打开
- 卓越的瓶盖密封性超过了 DOT 和 IATA 的标准，最大限度地保护了在运输和融化操作过程中的样品
- 采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造
- 无 RNA/DNA 酶、内毒素或者热原，保证样品安全

订货号	容量 (mL)	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高 mm	包装
<b>CryoELITE 圆底内螺纹口</b>						
W985910	1.2	自然色	有	是	12×39	500
W985911	2	自然色	有	是	12×49	500
W985900	2	自然色	有	否	12×49	1000
W985901	2	自然色	无	否	12×49	1000
W985912	3	自然色	有	是	12×63	500
W985913	4	自然色	有	是	12×76	500
W985914	5	自然色	有	是	12×90	500
<b>CryoELITE 圆底外螺纹口</b>						
W985860	1.2	自然色	有	是	12×35	500
W985861	2	自然色	有	是	12×49	500
W985850	2	自然色	有	否	12×49	1,000
W985851	2	自然色	无	否	12×49	1,000

## 组织储存瓶

无 RNA/DNA 酶、内毒素保证样品安全  
 优越的瓶盖密封性超过了 DOT 和 IATA 的标准，最大限度地保护了在运输和融化操作过程中的样品  
 采用低聚合度、耐低温的纯聚丙烯制造  
 宽开口方便样品的放入和取出  
 可盛放 5mL 样品

订货号	容量 (mL)	颜色	是否灭菌	直径 × 高度 (mm)	包装数量
W985100	5	白色	是	22 × 27	250

## CryoELITE 盒装冻存瓶

小量包装，简单方便

订货号	容量 mL	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高度 mm	包装
CryoELITE 冻存瓶外螺纹接口						
W985863-100	2	白色	有	是	12 × 49	100
W985864-100	2	红色	有	是	12 × 49	100
W985865-100	2	粉色	有	是	12 × 49	100
W985866-100	2	黄色	有	是	12 × 49	100
W985867-100	2	绿色	有	是	12 × 49	100
W985868-100	2	蓝色	有	是	12 × 49	100
W985872-100	2	自然色	有	是	12 × 49	100

## CryoELITE 冻存瓶,带条形码

CryoELITE 样品瓶带 2D 矩阵条形码

订货号	容量 mL	颜色	书写签	是否灭菌	直径 × 高 mm	包装
CryoELITE 冻存瓶外螺纹接口						
W985863-BC	2	白色	有	是	12 × 49	100
W985864-BC	2	红色	有	是	12 × 49	100
W985865-BC	2	粉色	有	是	12 × 49	100
W985866-BC	2	黄色	有	是	12 × 49	100
W985867-BC	2	绿色	有	是	12 × 49	100
W985868-BC	2	蓝色	有	是	12 × 49	100

## E-Z 微量管

聚丙烯材质，唯一的数字编码确保无复制  
 提供了完整的溯源性，方便管理  
 可在 -196 下保存长期保存  
 1.0 和 1.4mL 提供标准带盖扣锁 96 孔板盒



订货号	容量 (mL)	描述	包装数量
W280110	0.5	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10
W280121	1.0	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10
W280135	1.4	E-Z 微量管,聚丙烯,带二维码	10



## SingleScan 条形码阅读器

WHEATON SingleScan 条形码阅读器是一个精通二维数据矩阵和一维线性条形码的阅读器，可以阅读广泛的生产商和标签印刷厂生产的条形码。




USB 接口，即插即用设计  
 可阅读任何小瓶或者安瓿瓶上的一维和二维矩阵条形码  
 可将破解的条形码 ID 输入到任何光标所在的应用软件

订货号	规格 / 描述	单位	包装数量
W986000	SingleScan 阅读器	台	1

## PluraScan 条形码阅读器

二维数据矩阵条形码的阅读器  
 匹配 WHEATON KeepIT 81 & 100 Boxes 和 WHEATON CryoELITE Cryogenic 瓶 and Cryule 安瓿瓶  
 灵活的软件集成  
 适用于多种软件  
 阅读广泛的生产商和标签印刷厂生产的二维码



订货号	规格 / 描述	单位	包装数量
W986010-F	PluraScan 阅读器	台	1

## WHEATON 扫描技术参数

代码格式	SingleScan	PluraScan
一维线性格式		-
二维数据矩阵格式		
ISO 16022 格式		
方形   矩形格式		
ECC 200 格式		
0-20 网格尺寸		
黑白格式		
数字格式		
字母数字格式		
感应类型	130 万像素 CMOS 感应器	CCD 图像感应器
光源	630nm 处 Class 2M 可见激光二极管	CCFL
尺寸 (W × D × H)	61mm x 167mm x 41.2mm	75cm x 50cm x 30cm
电源	USB Hub (5V)	交流电 100 - 240V, 少于 8W
用户界面	键盘插槽	WHEATON GUI, 包括 Windows 操作系统
接口	USB	USB 2.0   USB 1.1 (B 型)
操作系统	兼容 Windows 操作系统以及非 windows 操作系统	Window7, 2000, XP
工作温度	5-50	
储存温度	-20-65	
工作湿度	(无冷凝) 5-95	

## KeepIT 冷冻盒

适用于样品分批处理及储存  
六种不同颜色搭配 CryoELITE 冻存瓶，为批处理以及鉴定样品组提供了选择  
适合 1.2-2mL 冻存瓶  
标准尺寸可放于液氮储存架和冻存抽屉  
底部开口供二维码扫描使用



订货号	颜色	尺寸(L×W×H) (mm)	包装数量
<b>KeepIT-25 位储存盒适用于外螺纹口冻存瓶</b>			
W651702-W	白色	75×75×52	10
W651702-R	红色	75×75×52	10
W651702-P	粉红色	75×75×52	10
W651702-Y	黄色	75×75×52	10
W651702-G	绿色	75×75×52	10
W651702-B	蓝色	75×75×52	10
<b>KeepIT-81 位储存盒适用于外螺纹口冻存瓶</b>			
W651703-W	白色	130×130×52	10
W651703-R	红色	130×130×52	10
W651703-P	粉红色	130×130×52	10
W651703-Y	黄色	130×130×52	10
W651703-G	绿色	130×130×52	10
W651703-B	蓝色	130×130×52	10
<b>KeepIT-100 位储存盒适用于内螺纹口冻存瓶</b>			
W651704-W	白色	130×130×52	10
W651704-R	红色	130×130×52	10
W651704-P	粉红色	130×130×52	10
W651704-Y	黄色	130×130×52	10
W651704-G	绿色	130×130×52	10
W651704-B	蓝色	130×130×52	10

## CryoELITE 瓶架

适用于冻存瓶和圆底冻存瓶  
Loctagon 底适合于单手运送  
可放 50 个冻存瓶  
聚丙烯材质制造  
容易清洗或高压蒸汽灭菌 121 20min  
存储孔内径 12.5mm  
尺寸(L×W×H) : (190×100×22mm)



订货号	规格 / 描述	插孔分布	包装数量
W985810	50 位	5 × 10	5

## Cryule 冻存盒

储存 1 和 2mL 的冻存瓶  
可放 81 个冻存瓶  
聚乙烯涂层硬纸板材质适合在液氮蒸气中使用  
尺寸 Cryule, (L×W×H) 1mL :  
(133×133×32mm) ; 2mL :  
(133×133×34mm)



订货号	说明	包装数量
651490	适合 1mL 冻存瓶	15
651492	适合 2mL 冻存瓶	15

## CryoFile 和 CryoFileXL 加强型储存盒

适用于冻存瓶和圆底冻存瓶  
可放 81 个冻存瓶  
防水处理  
适合在液氮蒸汽制冷中使用  
尺寸 CryoFile(L×W×H) : (130×130×52mm) ; CryoFileXL : (130×130×97mm)



订货号	描述	颜色	包装数量
<b>CryoFile 加强型储存盒</b>			
W651600	适合 1.2 和 2mL 小瓶	绿色	15
W651601	适合 1.2 和 2mL 小瓶	黄色	15
W651602	适合 1.2 和 2mL 小瓶	粉红色	15
W651603	适合 1.2 和 2mL 小瓶	白色	15
W651604	适合 1.2 和 2mL 小瓶	蓝色	15
W651605	适合 1.2 和 2mL 小瓶	红色	15
<b>CryoFileXL 加强型储存盒</b>			
W651600-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	绿色	15
W651601-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	黄色	15
W651602-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	粉红色	15
W651603-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	白色	15
W651604-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	蓝色	15
W651605-XL	适合 3、4 和 5mL 小瓶	红色	15
<b>CryoFile 组织储存盒</b>			
W651610-G	5mL 组织储存瓶	绿色	15
W651610-Y	5mL 组织储存瓶	黄色	15
W651610-P	5mL 组织储存瓶	粉红色	15
W651610-W	5mL 组织储存瓶	白色	15
W651610-B	5mL 组织储存瓶	蓝色	15
W651610-R	5mL 组织储存瓶	红色	15

## FTA 核酸收集储存盒

储存盒为分批处理和储存 FTA 核酸提供理想解决方案  
与小型或者大型 FTA 滤纸配合使用  
可在室温, 4 , -20 , 甚至更冷条件下使用



订货号	尺寸	包装数量
W651611	18×6×4	2
W651612	18×7×4	2