

ZDJ-100 全自动电位滴定仪

市场价:

促销折扣:请致电:0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码





仪器简介:

教学型仪器可用于分析化学或相关专业中的实验、教学。

主要特点:

中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。

选择不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、银量法测量、离子浓度测定等实验。

可显示动态滴定曲线。

具有动态滴定、等量滴定、终点滴定、PH 测量等多种测量模式。 随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行版 本升级。

教学型仪器可用于分析化学或相关专业中的实验、教学。

物美价廉, 经济的投入, 实用的仪器。

技术参数:

测量范围	
PH 值	0~+14.00
电位	-2000∼±2000 mv

联系地址: 昆山花桥绿地大道 231 号 1 号楼 305 室

电话: 0512-50170283



温度	-15~85°C
分辨率	
PH 值	0. 01
电位	0. 4mv
温度	0.1℃
输入阻抗	1015 Ω
有效精度优于	± 0.4 mv
滴定控制精度	\pm 0. 01ml
最小馈液量	0.02m1
温度精度(可选配温控装置)	±0.5℃
测量模式	动态滴定、等量滴定、终点滴定、PH测量
外围接口(可选配微型打印机)	
打印机接口	RS232C 接口

可绘制滴定曲线,外接工作站,监控滴定过程,

并对滴定结果进行分析

昆山吉和力仪器有限公司

联系电话: 0512-50170283