

VAPODEST 400 —— 维普得VAP400自动蒸馏仪

凯氏定氮分析系统









德国格哈特公司隆重推出最 新研发的Vapodest系列。

仪器增加的新功能:可选择 预设定好的应用程序。

VAPODEST 400采用嵌入式微型计算机控制,配备7英寸TFT液晶触摸显示屏。

VAPODEST 400符合实验室数据管理体系要求 (ISO 17025、GLP等)

无以伦比的实用性

- + 可快速启动
- 可快速选择常用程序
- + 操作界面简单方便
- + 7英寸液晶彩色触摸显示屏
- + 机身表面易清洁维护
- + 玻璃组件有背景灯照明

无以伦比的安全性

- 自动监控程序执行全过程
- 组件满足最高级别安全标准
- 可设置不同用户使用级别

无以伦比的功能性

无以伦比的高效性

可设置节能模式

机身外壳坚固, 皮实耐用

可使用不同规格玻璃试管高质量、可靠的配件设计

- 可编程自动添加氢氧化钠、水和硼酸
- 可编程蒸馏时间
- 可编程反应时间
- 可编程蒸汽功率,10-100%可调
- + 可编程样品排废液时间
- + 启动蒸馏时蒸汽延迟输出













操作界面像使用 智能手机一样简单。



附件

试剂桶、试剂桶液位探头、催化剂、 不同规格玻璃试管等,更多附件可 以根据需要进行选择。











技术参数

应用资料

我们的应用资料由德国格哈特公司 专业的数据库提供。

服务

您的格哈特仪器由德国格哈特公司 专业售后服务团队提供。

| 规格型号 | VAP 400 |
|----------------|-------------------|
| 蒸汽功率调节范围 | 10-100% |
| 显示屏尺寸 | 7英寸触摸屏, 480*800像素 |
| 待机模式 | 是 |
| 样品蒸馏时间 | 3.5分钟 |
| 回收率 | >99.5% |
| 重现性 | ±1% |
| 检出限 | 0.1mgN |
| 安全门 | 有 |
| 250/300ml凯氏消化管 | 标准配置 |
| 可选不同规格消化管 | 是 |
| 可选不同规格凯氏烧瓶 | 是 |
| 液位控制功能 | 是 |
| 试剂桶液位传感器 | 可选 |
| 冷却水压力 | 0.5-6bar |
| 额定电压 | 230V, 50Hz |
| 额定功率 | 2200W |
| | 34kg |
| | 527*390*697 mm |
| 预设定程序 | 是 |
| 用户设定程序 | 是 |
| 试剂泵校准 | |
| 程序自动加碱 | |
| 程序自动加酸 | |
| 程序自动加水 | 是 |
| 自动排空试管废液 | 是 |
| | |



经销商

Analytical Systems Gerhardt China - 中国格哈特

Gerhardt

广州市天河区五山路141-2号尚德大厦A1708单元

邮编: 510635

电话: +86 20 38921904 传真: 400 8892 163转231689 E-mail: ght@cgerhardt.net Web: www.cgerhardt.net www.格哈特.com

www.gerhardt.de



扫一扫关注微信公众号 随时了解更多资讯

资料仅供参考,随时可能修改,请联系业务人员确认!