



北京阅微堂科技发展有限公司
YUWEIT SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT.LTD

**FUNKE
GERBER**

德国 GERBER 公司 牛奶成份分析仪 LactoStar 3510



特点:

- 快速、准确测量牛奶成份
- 可连接打印机，实现数据的同步打印
- 标准 RS232 接口，可与电脑联机
- 安装、操作、维护、校正方便简单
- 不使用有害的化学药品

测量项目及范围:

- 1、检测项目：脂肪、蛋白、乳糖、非脂乳固体、矿物质、冰点降低点等。
- 2、检测速度：≥40 个样品/小时
- ※ 3、检测原理：分析仪结合了热-光程序检测乳中的成份，检测样品中感热和感光的物质。
- 4、精度：其它几项 0.01%、冰点降低点 -0.001℃
- 5、检测范围：脂肪：0-35.00%，蛋白质 0-10.00%，乳糖：0-10.00%，矿物质：0-5%、非脂乳固体 0-15.00%，冰点：计算值。
- 6、相关性：0.1%
- 7、重复性：脂肪±0.02%、蛋白质±0.03%、乳糖±0.03%、非脂乳固体±0.04%、矿物质±0.02%、冰点±0.002℃
- 8、取样量：12ml-20ml
- 9、电压：230V 50-60HZ 12DC
- 10、尺寸：43cm X 20cm X 43cm (W X H X D)
- ※ 11、重量：15.7KG
- ※ 12、具有全自动清洗和归零校正功能

北京阅微堂科技发展有限公司

北京市海淀区曙光花园望山园 11 号楼 1004 室 (100089)

Room 1004, Building 11 Wangshanyuan, Shuguang Garden, Haidian District, Beijing 100089, PRC
Tel: 0086-10-5166 2884 Fax: 0086-10-5166 2884 Email: zy@yuweit.com Http://www.yuweit.com

配置:

- LactoStar 分析仪
- 打印机
- 电源线
- 2 个塑料桶（装清洗液和蒸馏水）
- 三根塑料管（清洗液管、蒸馏水管、废液管）
- 一张光盘
- 操作手册
- 清洗液，1L