

一次性移液管

易于提取和输送溶液

- 输送可重复性均匀液滴
- 使用此款经济型一次性 LDPE 移液管可避免交叉污染



编码	说明	刻度		吸球	总容量	每 mL 的滴数	长度, in. (mm)	数量/包	产品目录号	价格/包
		增量	最大							
A	小吸球, 有刻度	0.1 mL	0.3 mL	0.8 mL	1.5 mL	21	4 ⁵ / ₈ (117)	500	ZD-06226-37	
B	小吸球, 有刻度	0.25 mL	1 mL	2.2 mL	3.9 mL	25	5 ¹ / ₂ (140)	500	ZD-06226-41	
C	大容量, 细杆	—	—	3.3 mL	4.6 mL	25	6 ¹ / ₈ (156)	500	ZD-06226-65	
D	大容量, 细尖端	—	—	3.5 mL	5.8 mL	50	6 ¹ / ₄ (159)	500	ZD-06226-67	
E	大容量, 有刻度	0.25 mL	1 mL	3.4 mL	5.8 mL	25	6 ¹ / ₈ (156)	500	ZD-06226-61	
F	大容量, 超长杆	—	—	2.3 mL	6.0 mL	25	9 (229)	400	ZD-06226-69	
G	大容量, 有刻度	0.5 mL	3.0 mL	3.2 mL	7.5 mL	20	6 ¹ / ₈ (156)	500	ZD-06226-63	
H	巨型吸球, 长杆	—	—	8.0 mL	15.0 mL	19	6 ¹ / ₈ (156)	250	ZD-06226-51	

一体式滴管, LDPE
无需清洁分配器

一体式滴管是一种模制滴管, 可输送 30 - 35 mL 的液滴。滴管长 68 mm。

一次性使用滴管为一体式模制滴管, 带有波纹状吸耳球。可用于传染性或有毒物质。



一体式滴管 06096-00

一次性滴管 06223-15

容量 (mL)	数量/包	产品目录号	价格/包
一体式滴管			
1.6	100	ZD-06096-00	
一次性滴管			
1.5	100	ZD-06223-15	
5.0	100	ZD-06223-25	

橡胶滴管吸耳球
坚固、可重复且易于使用

天然橡胶吸耳球可与巴斯德移液管、小移液管和医药用滴管搭配使用。吸耳球带有一个后壁, 便于夹紧玻璃并对其进行保护。



44222-00

44222-08

容量 (mL)	颜色	产品目录号	数量/包	价格/包
1	绿色	ZD-44222-00	10	
2	灰色	ZD-44222-02	10	
5	黄色	ZD-44222-04	10	
10	蓝色	ZD-44222-06	10	
15	红色	ZD-44222-08	10	

Cole-Parmer®
Gilmont® 千分计分配器
分配速度相同

- 只需转动手柄, 即可进行精确小容量输送
- 读数分配精度达 $\pm 0.5\%$ 或 ± 1 分刻度

流体仅与硼硅酸盐玻璃吸头、PTFE 桶和 Viton® O 型圈接触。PTFE O 型圈选件可单独用于以下需要 PTFE 浸润部件的应用。千分计分配器可高温高压消毒处理。

注射器型吸头可停留在鲁尔接头内, 确保针头配件和输送流体经过隔垫。备用吸头和可互换吸头。分配器附带一个吸头。



GILMONT®

尖端类型	体积 (mL)	最小刻度 (mL)	产品目录号	价格
注射器	0.2	0.0002	ZD-07840-00	
	2.0	0.002	ZD-07844-00	

ZD-07841-00 备用注射器吸头; 0.2-mL 容量, 0.0002 mL 最小刻度
ZD-07845-00 备用注射器吸头; 2.0-mL 容量, 0.002 mL 最小刻度
ZD-03235-20 备用 PTFE O 型圈。仅适用于型号 07840-00。每包 6 个

请稍等! 还有更多...

如需了解滴定管的选购信息, 请参见第 167-168 页。