

振荡器

标准型振荡器

往复振荡和圆周振荡两个型号可选
多种振荡速度和振荡直径可选，最高振荡速度可达 500rpm
程序控制振荡模式：
1、Delay On / Off Time: 10 sec to 999 hr 59 min 59 secretary
2、Forward & Backward, Pause: 10 sec to 59 min 59 sec.
高亮 LED 数字显示屏
多种振荡附件可选



往复振荡和圆周振荡两种模式可调



往复振荡和圆周振荡两个型号可选

技术参数

型号	WS-50D	WS-50DR
振荡方式	Orbital	Reciprocating
振荡速度 (RPM)	10 to 300	10 to 250
振荡控制精度	±2 (100 RPM)	±2 (100 RPM)
程控定时功能	Delay On / Off Time :1min to 999hr 59min Forward & Backward , Pause :10sec to 59min 59 sec	
振幅 (mm)	20 (10 to 400rpm/14mm 振幅 ;10 to 500rpm/8mm 振幅可选 (订货前需要确认, 500rpm/8mm 振幅可选 订货前需要确认, 出厂配置为对应转速和振幅的))	20 (10 to 400rpm/14mm 振幅 ;10 to 500rpm/8mm 振幅可选 (订货前需要确认, 500rpm/8mm 振幅可选 订货前需要确认, 出厂配置为对应转速和振幅的))
振荡托板尺寸 (WxD)	320x260(mm)	320x260(mm)
外形尺寸 (WxDxH)	355x375x140(mm)	355x375x140(mm)
净重 (kg)	20	20
订货号	3A126	3A226



数显往复回旋式振荡器

原装德国品质，实验室振荡培养的理想选择
采用直流无刷电机，低噪音，低震动动作稳定，经久耐用
全数字化设计，PID 自动调节振荡系统，操作简单方便
一台仪器可以进行回转式和往复式振荡
多种夹具选择，满足不同实验要求，可以使用三角瓶，圆底烧瓶，分液漏斗等进行实验
电子调节速度和时间
LED 显示转速和时间
适宜工作温度：5 ~ 40 ；适宜工作湿度：50 ~ 80%
正转、反转、暂停时间，可随意设定
标配中包含主机，其它配件另行选购

往复振荡和圆周振荡两种模式可调



技术参数

型号	WS-100D	WS-150D	WS-200D
显示控制方式	LED 显示 / 数字控制	LED 显示 / 数字控制	LED 显示 / 数字控制
振荡类型	回转式 (顺时针, 逆时针, 暂停, 停止设定); 往复式 (可选)		
控制精度 (rpm)	±1	±1	±1
振荡频率 (rpm)	10~300	10~300	10~300
振荡幅度 (mm)	30(标准), 20, 40 可选	30(标准), 20, 40 可选	30(标准), 40, 50, 60, 70 可选
定时范围 (min)	定时范围 :999hr59min; 暂停 :最大 99min, 最小 1min; 向前和向后 :最大 9min50sec, 最小 10sec		
材质	主机 : 不锈钢 工作平板 : 铝	主机 : 不锈钢 工作平板 : 铝	主机 : 不锈钢 工作平板 : 铝
允许载重量 (kg)	7.5	15	30
马达输入 / 输出功率 (W)	45/10	70/19	140/38
工作平板尺寸 (mm)	350x350	450x450	755x481
外壳尺寸 (mm)	410x490x160	510x595x160	820x610x152
净重 (kg)	24	29	50
可选托板	1、可以固定不同规格的弹簧夹的托板 2、已经安装固定弹簧夹的托板 3、装有橡皮垫的托板		
订货号	200200	200300	200400