

汇美科

SIEVEA 502 电磁振动筛分仪

产品样本 2017



No. 050298

丹东汇美科仪器有限公司

标准装箱单

- SIEVEA 502 主机 1 台
- 标准筛（选配）



简介

汇美科 SIEVEA 502 电磁振动筛分仪是为满足更高要求的实验筛分而设计制造的。该仪器属于实验筛分仪的一种，由底座、电磁发生器、筛盘及标准筛组成。SIEVEA 502 采用电磁作为驱动力，使粉末均一分布于整个筛网，并做三维振荡，这种特殊的振动方式有效地防止近筛颗粒堵塞筛孔，使得筛下颗粒得以有效通过。根据粒度分级的需要用户可以选用不同目数的标准筛。该筛分仪工作效率更高，工作噪音小，被广泛应用于医药、食品、化工等行业。

工作原理

电磁振动带动标准筛振动。

应用领域

食品、医药、化工、磨料、矿山、颜料、粉末冶金、陶瓷等粉末材料的分离、分级和粒径分析。

技术参数

- 筛分粒度范围：20-2,500um
- 可用分析筛直径：75mm/200 mm
- 最大装样量：>3000 克
- 尺寸：35x35x25cm(标准筛高度未计)
- 电源：220V/400W/50Hz
- 最大分级数：9
- 重量：38 公斤重量: 12 Kgs

产品特点

- 结构简单，维修方便
- 工作高效，筛分准确
- 体积小、重量轻便
- 噪音小、振幅大小可调
- 有效防止粘网、堵网

2. 配件 • 2.1 标准筛

2.1 标准筛

筛框尺寸与筛网目数符合国际标准

No. TY-BZS

- 不锈钢筛网，容易清洗
- 镀铬筛框，一体成形，机器冲框，无毛刺
- 各种常用目数一应俱全

技术参数

重量: 0.5 kg

尺寸: 直径 20 cm, 高 5 cm

- 含 标准筛密封圈 1 支



2. 配件 • 2.2 电子称

2.2 电子称

称量准确，支持数据 RS-232 进行传输

No. TY-DZC

- 精确至 0.01 克
- 数据可以通过 RS232D 传输至处理器
- 量程 600g 或 1100g 可选



丹东汇美科仪器有限公司
辽宁省丹东市振兴区宾馆路 127-6 号
邮编：118000

电话: 0415 3123002
传真: 0415 3123001
E-mail: hmktest@163.com

www.hmktest.com

样本内容改变不另行通知
样本内容仅作参考
价格以汇美科报价为准

丹东汇美科仪器有限公司

丹东汇美科仪器有限公司是世界领先的实验仪器设备制造商。长期致力于粉体相关技术的研究与开发。汇美科主营粉体物理特性测试仪器，这些物理特性包括粒度、松装密度、粉体流动特性表征等等。在市场上应用广泛的产品包括振实密度仪、气流筛分仪、霍尔流速计、平均粒度仪、旋转分样器、行星式球磨机、振动筛分仪、敲击实验筛、药片脆碎度测定仪及松装密度仪等等。