

## Vortex 3000 涡旋振荡器

精巧设计,动态平衡,安全可靠的涡旋振荡器

体积小巧,动力强劲,非常适合在通风柜,超净工作台上使用

旋钮调节振荡速度,多种振荡模式可选,LED 指示灯显示振荡器的工作模式 直流马达,不会产生电火花,加速动态强劲,内嵌过载过电流安全切断功能

防腐蚀 PP 一次性压铸成型外壳

多种振荡器附件可选

## 技术参数

振荡方式:涡旋振荡 振荡模式:电动或者连续

振荡直径:4mm

振荡速度:0~3000rpm 可调,旋钮式振荡速度调节

马达输入输出功率:12W/6W

最大承载量:1.1Kg

材质: PP 外壳, 硅橡胶底座 外形尺寸 (mm; WxDxH): 148x159x87

净重:2.6Kg 保护等级:IP42 订货号:360115



橡胶振荡台

订货号 描述

0011 适合试管和其他小体积容器,容器最大直径50mm

## 涡旋振荡器

## TM 系列

微电脑转速控制器,直流电机驱动,保证转速的恒定

触压启动和连续启动两种操作模式可转换

TM 涡旋振荡器可提供回转式振荡,用来振荡试管或者其它型号小容器重心低,性能稳定

多种振荡附件可选,大大提高了该仪器的应用范围

可选配件:搅拌器台面,微孔板面,插入式泡沫振荡台等,

TM-1:旋钮调节,刻度显示; TM-2:旋钮调节,LED棒状指示灯显示





产品型号	TM-1	TM-1F	TM-2	TM-2F
振荡速度 (rpm)	0-2500	0-2500	0-2500	0-2500
最大搅拌量 (L)	2( 搅拌模式 )	2(搅拌模式)	2( 搅拌模式 )	2( 搅拌模式 )
主体结构	铝塑	铝塑	铝塑	铝塑
振荡幅度 (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5
速度调节与显示	旋钮 ,刻度显示	旋钮,刻度显示	旋钮 ,LED 棒状显示	旋钮 ,LED 棒状显示
特点	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动	可触压或连续启动
附件	振荡托盘	振荡套件	振荡托盘	振荡套件
功率 (W)	17.3	17.3	17.3	17.3
尺寸大小 (mm)	115X230X60	115X230X60	115X230X60	115X230X60
订货号	360110	36011F	360120	36012F







