



# safe aspiration **STATION**

安全简便的生物废液处理方案



舒适&灵活

安全&无污染



### ELISA测试

选择最适合您的适配器



### 液体吸入 (上层清液等)

适用于任何塑料类型或巴斯德吸管



### 细胞培养

连接到真空过滤系统



### Cell culture

按下按钮吸液

## 舒适&灵活

- 静音操作：仅当真空压力下降时，电机才启动。
- 设计紧凑，占地面积小：  
可有效利用层流柜的空间。
- 可调节的吸气速度适用于快速准确的吸气。
- 手柄适用于不同类型的移液管，从各种容器中吸液。
- 随时可使用，只需按下按钮进行吸气即可。
- 方便的联轴器，可快速排空。



## 安全&无污染

- 独立的封闭单元，可防止污染危害。
- 与液体接触的所有部件均可高压灭菌。
- 在线疏水过滤器捕集气溶胶。
- 水平检测，防止溢出。
- 坚固的瓶子。
- 使用Y型连接器将两个Gilson安全洗液站的手柄相联。  
的瓶子两个Gi站手柄相连。

## 安全洗液站

STATION

### 介绍

- 泵：Viton® 膜真空泵
- 控制范围：-30 至 -60 Kpa (-300 至 -600mbar/4.4 至 8.7psi)
- 最大吸液速度：8L / min
- 瓶子：4L 聚丙烯
- 瓶盖：快速接头和溢流检测器
- 过滤器：疏水，非无菌，0.45µm
- 手柄：与塑料和巴斯德移液器兼容，包括套管和一根不锈钢针
- 尺寸 (mm)：320 x 180 x 530 (12.60 x 7.09 x 20.87 in)
- 质量 (kg)：2 (4.41lb)
- 电源：100-240V / 50-60 Hz，主适配器欧盟，美国，英国，日本，澳大利亚
- 认证：CE, EMC, RoHS, WEEE

介绍	订购参考
Gilson吸液站	F110741
Gilson吸液站套件	F110742
Y型连接器	F1077418

Gilson provides 1 year warranty after the date of purchase.

## 安全洗液套件

KIT

### 介绍

- 手柄 + 管路套装 + 支架
- 单道不锈钢针头适配器
- 单道吸嘴适配器 \*
- 单道吸嘴适配器 \* 带弹射器
- 八通道不锈钢针头适配器
- 八通道吸嘴适配器带弹射器 \*
- \* 适用 DL10、DFL10、DF30、DF100、D200、DF200、D300 和 DF300 钻石吸嘴



[www.gilson.com](http://www.gilson.com) | [sales@gilson.com](mailto:sales@gilson.com) | [service@gilson.com](mailto:service@gilson.com) | [training@gilson.com](mailto:training@gilson.com)

ISO 9001  
CERTIFIED

Gilson, Inc. World Headquarters | 3000 Parmenter Street | P.O. Box 628098 | Middleton, WI 53562, USA  
Tel: (1) 800-445-7661 or (1) 608-836-1551 | Fax: (1) 608-831-4451

Gilson S.A.S. | 19, avenue des Entrepreneurs | BP 145 | F-95400 Villiers-le-Bel, FRANCE  
Tel: +33 (0) 1 34 29 50 00 | Fax: +33 (0) 1 34 29 50 20

 GILSON®

LT800551/A © 01/2015 Gilson SAS.  
All rights reserved. All trademarks are the property of Gilson Inc. and its subsidiaries.