



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

DHJF-2005 低温恒温搅拌反应浴



用途特点:

可替代干冰和液氮做低温反应，高精控温精度，主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。

- 温度数字设定和显示。
- 全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。
- 可配备内置二级搅拌，与反应容器内的搅拌子一起，使试料的温度保持均匀一致。
- 可调节的槽盖口径，减少冷媒消耗。
- 配备固定杆，方便滴定管，传感器等其它配套装置的放置固定。
- 国际著名品牌压缩机，高可靠性、高效率。
- 设有方便工作人员更换溶液的放液口。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术参数:

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|
| 空载最低温度 | | -20℃ | |
| 储液桶容积 | | 5L | |
| 主要 部 件 及 性 能 | 控温能力 | ±0.1℃ | |
| | 使用范围 | -20~99 | |
| | 设定方式 | 在使用范围内任意设定, 分辨率 0.5℃ | |
| | 制冷量 | 320~1150W | |
| | 安全保护 | 过载、延时、过电流、过热 | |
| | 制 冷 机 组 | 电压 | 220V~ |
| | | 功率 | 1995 W |
| | | 电流 | 8.85A |
| 冷媒 | | R404A | |
| 工 作 条 件 | 循环系统 | 功率: 100W、流量: 14L/min、 扬程: 4-6m | |
| | 搅 拌 | 内磁力搅拌、功率: 50W | |
| | 环境温度 | ≤25℃ | |
| | 相对湿度 | 60% | |
| | 工作电源 | 220V±10% 50HZ | |
| | 回转速度 | 100-1000r/min | |
| | 储液槽 | Φ250×130 | |
| | 整机尺寸 (mm) | 480×330×635 | |
| | 整机重量 | 50 kg | |
| | 技术文件 | 1套 (配保险管 2支) | |

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592
网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com