



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

DHJF-4005 低温恒温搅拌反应浴



用途特点:

可替代干冰和液氮做低温反应，高控温精度，主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。

- 温度数字设定和显示。
- 全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。
- 可配备内置二级搅拌，与反应容器内的搅拌子一起，使试料的温度保持均匀一致。
- 可调节的槽盖口径，减少冷媒消耗。
- 配备固定杆，方便滴定管，传感器等其它配套装置的放置固定。
- 国际著名品牌压缩机，高可靠性、高效率。
- 设有方便工作人员更换溶液的放液口。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编：310015 电话：0571-88055527 86759653 传真：0571-88237592

网址：<http://www.gengyu17.com> 企业邮箱：HZGY2010@163.com



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

技术参数:

空载最低温度		-40℃	
储液桶容积		5L	
主要 部 件 及 性 能	控温能力	±0.2	
	使用范围	-40~99	
	设定方式	在使用范围内任意设定, 分辨率 0.5℃	
	制冷量	20~1400W	
	安全保护	过载、延时、过电流、过热	
	制 冷 机 组	电压	220V~
		功率	2150 W
		电流	9.5A
		冷媒	R404A
		加热	1500
工 作 条 件	循环系统	功率: 100W、流量: 14L/min、 扬程: 4-6m	
	搅 拌	内磁力搅拌、功率: 50W	
	环境温度	≤25℃	
	相对湿度	60%	
	工作电源	220V±10% 50HZ	
	回转速度	100-1000r/min	
	储液槽	Φ250×130	
	整机尺寸 (mm)	480×330×635	
	整机重量	50 kg	
	技术文件	1套(配保险管2支)	

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号 邮编: 310015 电话: 0571-88055527 86759653 传真: 0571-88237592
网址: <http://www.gengyu17.com> 企业邮箱: HZGY2010@163.com